

Das Mischen von verschiedenen Legierungen oder ähnlichen Legierungstypen untereinander ist nicht zulässig!
Beim Giessen abgedunkelte Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Beim Beizen Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Atemschutzmaske tragen.

Beim Beschleifen der Legierungsoberfläche Schutzbrille und Staubschutzmaske tragen und mit einer Absauganlage arbeiten.

Mit Erscheinen dieser Arbeitsanleitung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung nachstehender Arbeitsanleitung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Modellieren

Übliche Modellationstechnik für die Gerüsterstellung. Minimaldicke des Waxes 0.4 mm. Bei Brückenarbeiten muss beachtet werden, dass die Verbindungsstellen einen Querschnitt von mindestens 6–9 mm² aufweisen. Durch das Modellieren von Girlanden oder inlayförmigen Verstärkungen im palatinalen Bereich kann die Stabilität noch zusätzlich erhöht werden. Das Anbringen von Luftabzugskanälen und Kühlrippen verbessert die Gussqualität.

Einbetten

Für diesen Legierungstyp sind folgende Einbettmassen bestens geeignet:

CM Ceramicor (graphithaltig)

CM-20 (graphitfrei, Schnellbrand-Einbettmasse).

Gipsgebundene Einbettmassen sind für diesen Legierungstyp nicht geeignet.

Wiederverwendung der Legierung

Nur einwandfrei gereinigte, mit Aluminiumoxid gestrahlte Gusskanäle und Gusskegel verwenden und **mindestens 1/3 Neumaterial** zugeben.

Rückverfolgbarkeit Losnummern

Werden unterschiedliche Losnummern von einer Legierung für die Herstellung einer Arbeit eingesetzt, müssen alle betreffenden Losnummern notiert werden, um die Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können.

Vermeidung von porösen Güssen

Das Gussobjekt muss zur Vermeidung einer übermässigen Korrosion nach Ausarbeitung und Politur eine lunker- und porenfreie Oberfläche aufweisen.

Abkühlen von Gussobjekten

Gusszylinder nach dem Guss nicht abschrecken, sondern langsam auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Oxidentfernung

Nach dem Aufbrennen oder Löten die entstandene Oxidschicht abstrahlen.

Vergoldung von Gerüstoberflächen

Das Vergolden geschieht auf Risiko des Anwenders.

Politur

Freiliegende Metallflächen müssen nach dem letzten Brand hochglanzpoliert werden, um die anhaftende Oxidschicht vollständig zu entfernen.

Desinfektion

Jede prothetische Rekonstruktion muss vor jeder Anprobe oder der definitiven Eingliederung an den Patienten, gereinigt und desinfiziert werden.

Weitere Hinweise

zur Verarbeitung von Edelmetall-Legierungen sowie zum Löten und Angiessen können der Dental-Dokumentation von Cendres+Métaux und der Website www.cmsa.ch/dental entnommen werden.

Allergien

Bei Patienten mit einer bestehenden Allergie auf ein oder mehrere Elemente einer Legierung, darf diese Legierung nicht verwendet werden. Bei Patienten mit Verdacht auf eine Allergie auf ein oder mehrere Elemente einer Legierung, darf die Legierung nur nach vorheriger allergologischer Abklärung und Nachweis des Nichtbestehens einer Allergie verwendet werden.

Rx only

Die Produkte sind CE gekennzeichnet.
Details siehe Produktverpackung.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Legierung	Indikationen						Farbe	Zusammensetzung in Gewichts-%							Lot ① Vor dem Brand	Lote ① Nach dem Brand	
	a	b	c	d	e	f		Au- + Pt-Met.	Pd	Ag	Sn	In	Zn	Ru			B
Esteticor New Start®		✓	✓	✓	✓		Weiss	58.30	58.00	29.99	6.00	4.00	1.70	0.30	0.01	S.W 1100	S.G 810 / S.G 750

ISO 22674 / ISO 9693

Indikationen	a	b	c	d	e	f
						
	Inlays, Onlays, 3/4-Kronen	Einzelkronen	Brücken kleine Spannweiten	Brücken grosse Spannweiten	Fräsarbeiten	Klammern, kleine und grosse Verbinder

① Die Verwendung von in der Tabelle nicht berücksichtigten oder aufgeführten Loten geschieht auf eigenes Risiko des Anwenders. In Zweifelsfällen sind die Angaben der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Legierung	Dichte g/cm³	Schmelzintervall °C	Giesstemperatur °C	Tiegel Ⓣ Ⓢ	Härte				Elastizitätsmodul GPa*	0.2 % Dehngrenze, Rp 0.2 %				Bruchdehnung A5				Wärmeausdehnungs- koeffizient WAK	
					nach dem Guss HV5*	weich HV5*	nach dem Brand HV5*	ausgehärtet HV5*		nach dem Guss MPa*	weich MPa*	nach dem Brand MPa*	ausgehärtet MPa*	nach dem Guss %*	weich %*	nach dem Brand %*	ausgehärtet %*	(25–500°C) 10⁻⁶ K⁻¹	(25–600°C) 10⁻⁶ K⁻¹
Esteticor New Start®	11.2	1180–1270	1400–1450	Ⓣ Ⓢ	265		220		125	625		525		22		32		14.5	14.8

Ⓣ Universal-Keramik-Schmelzmulde Ⓢ Glaskohlenstofftiegel

* Diese Angaben sind Mittelwerte von Messungen unter genau umschriebenen Bedingungen. Abweichungen von ± 10 % sind möglich und als normal zu betrachten.

Spezielle Verarbeitungshinweise

Legierung	Vorwärmtemperatur	Empfohlene Giessverfahren (nicht bindend)			Überarbeiten der Gerüstoberflächen mit keramisch gebundenen Schleifkörpern		Abstrahlen mit nicht rezykliertem Aluminiumoxyd (Al₂O₃) 50µm
		Flamme Propangas/Sauerstoff	Vakuum-Druckguss mit elektrisch beheiztem Widerstandsofen	Zentrifugalguss mit elektrisch beheiztem Widerstandsofen	Hochfrequenz Induktion atmosphärisch	Hochfrequenz Induktion unter Schutzgas	
Esteticor New Start®	850°C	✓			✓	✓	✓

Legierung	Reinigen mit Dampfstrahlgerät	Oxidationsbrand mit Vakuum	Abstrahlen nach dem Oxidbrand mit nicht rezykliertem Aluminiumoxyd (Al₂O₃) 50µm	Reinigen mit Dampfstrahlgerät
Esteticor New Start®	✓	960°C / 5 min	✓	✓

Legierung	Spezielle Hinweise für die Verblendung mit Keramikmassen				Geprüfte, kompatible Keramikmassen	Weitere Keramikmassen
	Langzeitabkühlung	Normal abkühlen	Schnell abkühlen	Aufheizrate max.		
Esteticor New Start®	✓				VITA VMK 95 (Vita Zahnfabrik)	Die Legierung ist mit ähnlichen handelsüblichen Keramikmassen mit mittlerem WAK kompatibel. In Zweifelsfällen sind die Angaben der jeweiligen Keramikerhersteller zu beachten.
Nicht geeignet für Keramiken, welche empfindlich auf Silber-Oxid reagieren						