

Instrucciones de uso de CM LOC® FLEX

1 Ámbito de aplicación de las instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso son válidas para los productos documentados en la tabla 1 bajo el punto 29. La publicación de las presentes instrucciones de uso anula todas las versiones anteriores. El fabricante renuncia a cualquier responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones de uso.

2 Nombre comercial

Ver el punto 29, tabla 1.

3 Uso previsto

Los componentes están previstos para el uso en las restauraciones protésicas sobre implantes dentales y para ayudar en procedimientos de la odontología o en el laboratorio.



4 Utilidad clínica prevista

Restablecimiento de la función masticatoria y mejora de la estética.

Para los productos implantables, enlace a «Summary of safety and clinical performance».

Los resúmenes relativos a la seguridad y al funcionamiento clínico (SSCP) para los productos implantables recogidos en estas instrucciones de uso están disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios EUDAMED y en la siguiente dirección: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

5 Descripción del producto

| Producto | Descripción |
|--|--|
|  | Pilar CM LOC® FLEX Anclaje de prótesis dentales removibles de soporte híbrido sobre implantes en combinación con el sistema de matrices CM LOC® específico. |
|  | Matriz CM LOC® Elemento de sujeción como componente de conexión entre la prótesis dental y el pilar. |
|  <p>extra-low ca. 400g</p> <p>low ca. 1200g</p> <p>medium ca. 1800g</p> <p>strong ca. 2400g</p> | Elementos retentivos CM LOC® Elementos retentivos intercambiables en cuatro niveles de fuerza definidos. amarillo: extra baja rojo: baja verde: media azul: fuerte |

6 Indicaciones

Pilar CM LOC® FLEX:

Anclaje de prótesis dentales removibles de soporte híbrido sobre implantes en combinación con el sistema de matrices específico CM LOC®.

Mandíbula.

Pilar CM LOC® FLEX:

Anclaje de prótesis en la mandíbula sobre dos o más implantes.

Maxilar.

Pilar CM LOC® FLEX:

Anclaje de prótesis en el maxilar sobre cuatro o más implantes.

7 Contraindicaciones

- Divergencia entre implantes > 30° (por implante).
- Ajuste del pilar CM LOC® FLEX fuera de la boca.
- Los pilares CM LOC® FLEX deben emplearse únicamente con los sistemas de implantes que figuran en la tabla 2.
- Uso sobre un solo implante.
- No adecuado cuando se requiere una conexión fija.
- Prótesis unilaterales de extremo libre sin soporte transversal.
- Utilización sobre cofias radicales.
- Restauración inmediata cuando la carga inmediata no está indicada para el implante.
- Cuando el uso con el sistema de implantes no está admitido. Tabla 2 o www.cmsa.ch/docs
- Si desea conocer más contraindicaciones, consulte las instrucciones de uso del fabricante del implante.
- Escasa disposición por parte del paciente para seguir correctamente las instrucciones posteriores o acudir a las revisiones.
- Pacientes con bruxismo u otros hábitos parafuncionales.
- En pacientes que presentan alergia a uno o más elementos de los materiales que lo componen.
- Cuando la situación oral del paciente no permite la aplicación correcta de los productos.

8 Productos compatibles

Los pilares CM LOC® FLEX son compatibles con varias interfaces de implante y solo se deben combinar con el sistema de implantes compatible.

Encontrará la lista de los productos de los sistemas compatibles en la tabla 1 del punto 29 o en www.cmsa.ch/docs

Los siguientes componentes específicos de CM LOC® también se pueden utilizar para la aplicación.


- Sistema de matrices.
- Todas las piezas y los instrumentos auxiliares.

Excepción herramienta de atornillado: los pilares CM LOC® y CM LOC® FLEX tienen diferentes herramientas de atornillado específicas.

A veces, el sistema de matrices CM LOC® es compatible con los siguientes pilares similares a Locator®:

Si desea más información sobre otras compatibilidades, póngase en contacto con nosotros.

- CM LOC®
- CM LOC® FLEX
- Locator®
- MedentiLOC®
- Novaloc™

 La fuerza de retención puede variar debido a las distintas tolerancias de fabricación y superficies de los diferentes pilares.

9 Cualificación del usuario

Se precisan los conocimientos de un odontólogo o de un protésico dental profesionales. Las instrucciones de uso actuales deben estar siempre disponibles y leerse y comprenderse por completo antes de la primera aplicación. La fabricación de la prótesis dental y su mantenimiento solo los debe llevar a cabo personal cualificado.

Para ello solo deben usarse componentes y herramientas auxiliares originales. Para obtener información adicional más detallada, póngase en contacto con su representante de Cendres+Métaux SA.


 Información importante para el especialista

 Símbolo de advertencia de mayor precaución

10 Reglamento

La legislación nacional (EE. UU.) prohíbe el uso o la venta de este producto a dentistas sin licencia.

11 Efectos secundarios:

 Este producto no se debe utilizar en pacientes con alergia preexistente a uno o varios elementos de los materiales que lo componen. En los pacientes en los que existe sospecha de alergia a uno o varios elementos del material, el producto solo se puede utilizar tras la consulta con el alergólogo y la constatación de que no existe alergia. Los instrumentos auxiliares pueden contener níquel. No se han notificado efectos secundarios cuando el producto se emplea según lo previsto.

12 Advertencias

Entorno de resonancia magnética

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad del producto en entornos de RM. No se ha estudiado el calentamiento ni la migración del producto en entornos de RM.

Espaciador CM LOC®



El espaciador CM LOC® está ligeramente sobredimensionado con relación a las piezas originales.

Esto asegura una relación espacial óptima para la polimerización posterior en la boca.

El espaciador no debe utilizarse en lugar de la matriz ni como su sustituto temporal.

13 Notas generales

Estas instrucciones de uso son suficientes para el uso inmediato de los productos descritos en esta área de aplicación de las instrucciones de uso. Se requieren los conocimientos odontológicos y protésicos dentales correspondientes. Información: www.cmsa.ch/docs

-  – La diferencia entre CM LOC® FLEX y CM LOC® consiste en que el pilar de CM LOC® FLEX se puede orientar de forma adicional.
- En caso necesario, la guía de alineación CM LOC® FLEX se puede acortar hasta la muesca existente (final del diámetro cilíndrico). Esto facilita su aplicación en el sector posterior.
- Cuando utilice la guía de alineación CM LOC® FLEX, asegúrese siempre de que se ajusta correctamente sobre el pilar y de que, una vez colocada, no se gira alrededor de su eje.
- Para CM LOC® FLEX se recomienda utilizar el cemento de fijación autoadhesivo para composites inalterable en la boca RelyX™ Unicem o RelyX™ Unicem 2 de 3M Espe disponibles en el mercado. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Cuando se utilicen otros cementos de fijación para composite resistentes al medio oral hay que tener en cuenta que fraguan de forma química.
- El elemento de bloqueo CM LOC se puede acortar en altura para mejorar el montaje de la matriz cuando se utilizan diferentes alturas de pilar.
- Para la retención de sobredentaduras, cuando se trabaja con el pilar CM LOC® FLEX puede utilizarse un procedimiento directo o, de modo alternativo, indirecto.
- Recomendamos planificar el caso clínico de modo que se consiga el mayor polígono de apoyo posible. Las distancias pequeñas entre implantes consecutivos y las bases a extremo libre largas pueden provocar efectos no deseados como, p. ej., un mayor desgaste de los componentes del sistema.
- El ajuste correcto de la restauración sobre la mucosa se debe revisar al menos una vez al año y, si es necesario, la prótesis deberá rebasarse a fin de prevenir los movimientos de balanceo (sobrecargas). Recomendamos revisar de manera regular la prótesis a intervalos de unos tres meses y, en caso necesario, sustituir los elementos retentivos.
- Si la prótesis dental se fabrica por primera vez y con un diseño sin paladar, recomendamos confeccionar una estructura de refuerzo individual.
-  – En pacientes con presunta alergia o hipersensibilidad al titanio recomendamos utilizar alternativamente la matriz Pekkton®. Hay que contar con mayores gastos postratamiento y, dado el caso, con la sustitución/renovación del sistema de matriz, ya que Pekkton® como material de matriz es más blando que el titanio.

Integración de la carcasa de matriz


Método directo:

El dentista puede integrar directamente durante la sesión de tratamiento la carcasa de matriz CM LOC® y los elementos retentivos en una prótesis nueva o en una ya existente.

Método indirecto:


El dentista debe tomar una impresión del pilar CM LOC® con el poste de impresión CM LOC® y remitirla al laboratorio para la posterior fabricación del modelo. Después, el laboratorio utilizará el análogo CM LOC® en el poste de impresión CM LOC® para poder trasladar correctamente la posición del pilar CM LOC® en la boca y fabricar el modelo maestro.

14 Medidas de precaución


-  – Limpie y seque la superficie del pilar con aire exento de grasa antes de la cementación con RelyX™ Unicem o RelyX™ Unicem 2.
- Los machos deben orientarse lo más paralelamente posible a la dirección de inserción. Solo deben orientarse en la boca.
- Cuando trabaje con la guía de alineación CM LOC® FLEX, tenga cuidado de no hacer girar la posición del pilar.
- Aplique vaselina a las partes retentivas macho durante la cementación para facilitar la limpieza (de esta forma se retiran mejor los restos de cemento de fijación del composite).
- Es imprescindible eliminar los restos del cemento de fijación para el composite.
- El procesado, activación, desactivación, reparación y mantenimiento periódico del producto solo lo deben llevar a cabo profesionales.
- La limpieza mecánica del producto con cepillo dental y pasta dentífrica puede originar un desgaste prematuro de las partes funcionales.
- No deben realizarse maniobras de corte en la boca del paciente.
- Las zonas retentivas deben bloquearse obligatoriamente antes de la polimerización de la matriz.
- No es necesario realizar ningún pretratamiento, como chorreado con arena o silanizado de la carcasa de matriz.
- El producto solamente se puede atornillar una única vez con el par establecido.
- En caso de carga inmediata (observe la indicación del fabricante del implante), tenga en cuenta que el par de apriete del pilar no debe ser superior al par del implante > Recomendamos que sea 5 Ncm inferior al par de apriete del implante.
- Para ello, deben utilizarse exclusivamente componentes y herramientas auxiliares originales.
- Los componentes del producto se suministran no estériles. Para más información consulte el capítulo 16 Preparación.
- Adopte las medidas necesarias para evitar la aspiración de los componentes.
- Antes de cada intervención, asegúrese de que están disponibles todos los componentes del producto necesarios y en la cantidad suficiente.
- Por su propia seguridad, lleve siempre puesta la ropa de protección adecuada.

15 De un solo uso

Los componentes del producto están previstos para un solo uso, siempre y cuando no se especifique lo contrario. Los productos marcados como de un solo uso (single use) soportan durante el uso cierta carga que puede provocar desgaste, pérdida de función y/o fallos en el funcionamiento.

-  La reutilización de los productos marcados como de un solo uso (single use) puede influir negativamente en la seguridad, la función y el rendimiento. Los productos marcados como de un solo uso (single use) no se han analizado en cuanto a su reutilización/recondicionamiento, lo que incrementa el riesgo de transmisión de infecciones.

16 Preparación

-  Después de cada confección o modificación y antes del uso, se deben limpiar, desinfectar y, dado el caso, esterilizar las restauraciones protodónticas, incluidos todos los componentes del sistema. Los materiales de aleaciones de metal, polímeros de alto rendimiento (Pekkton®) y cerámicas son adecuados para la esterilización por vapor, mientras que los componentes de resinas diferentes a Pekkton® no lo son. Cuando seleccione un proceso de desinfección y esterilización deberá tener en cuenta las directrices nacionales publicadas y las instrucciones de uso «Preparación de productos quirúrgicos y protésicos» (www.cmsa.ch/docs).


17 Ámbito de aplicación

Los componentes del pilar CM LOC® FLEX están diseñados para ser fijados, de manera total o parcial, a sobredentaduras (prótesis totales) o a prótesis parciales mediante implantes endoóseos en el maxilar o en la mandíbula con el sistema de matrices CM LOC® específico. El sistema de anclaje CM LOC® FLEX se compone de un pilar estandarizado, con el que están indicadas divergencias entre implantes de hasta 60°, y un sistema de matrices con cuatro piezas de retención intercambiables en cuatro niveles de fuerza definidos.

18 Procedimiento

Elaboración de una nueva prótesis con pilar CM LOC® FLEX.


Situación de partida en el paciente.



Determinación del eje del implante


Para determinar la divergencia del eje del implante entre los implantes, utilice el Planificador casos CM LOC® FLEX. Coloque el Planificador casos CM LOC® FLEX sobre el implante girándolo con la mano.

-  Dispone de un Planificador casos CM LOC® FLEX para cada sistema de implantes. (Tabla 2)




A continuación, ajuste los ejes de los implantes con el Planificador de casos CM LOC® FLEX realizando movimientos basculantes circulares hasta el tope (30°) para que puedan determinarse cada uno de los ejes de implante entre sí.

 Observar la posición lateral y frontal.


 Si los Planificadores casos CM LOC® FLEX no se pudieran alinear paralelamente, se habrá superado una divergencia de 30° entre los implantes.

En el caso de que existan divergencias que superen los 30°, no podrá utilizarse el pilar CM LOC® FLEX.




Determinación de la altura del pilar

Seleccione la altura del pilar en función de la posición del implante/altura de la encía y consulte las marcas en el Planificador casos CM LOC® FLEX. La altura correcta del pilar CM LOC® FLEX se determina haciendo que el borde inferior del pilar CM LOC® FLEX se encuentre al menos a 1 mm por encima de la encía. La altura mínima empieza en la marca 1.



Colocación del pilar CM LOC® FLEX


Empuje axialmente el pilar CM LOC® FLEX en la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX y atorníllelo a mano en el implante.




A continuación, fíjelo con una llave de carraca dinamométrica aplicando el par correspondiente. Procure que la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX se apoye bien sobre el pilar.

Asegure todos los componentes para evitar que sean aspirados.


Después del montaje, la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX puede retirarse de nuevo levantándola ligeramente.

 La herramienta de atornillado dispone de una conexión ISO y se adapta a los insertos de acoplamiento para la llave de carraca dinamométrica correspondiente.




Inyección del cemento de fijación para composites


Aplique un poco de Vaseline® a las partes retentivas macho para facilitar la eliminación de los restos del cemento de fijación.




A continuación, monte la guía de alineación CM LOC® FLEX. Acople la guía de alineación de forma correcta y sólida sobre el pilar con un clic.

La guía de alineación encaja de forma audible en su posición final.



 El embudo de inyección de la guía de alineación CM LOC® crea un sello con el orificio de llenado del pilar y evita que el cemento se desborde de forma imprevista en las socavaduras.


La guía de alineación CM LOC® montada (estado de inyección) es colineal al eje del implante. Tras inyectar el cemento de fijación, se realizan la angulación y la alineación.



Después, inyecte el cemento de fijación para composite en el pilar CM LOC® FLEX hasta que el cemento sobresalga visiblemente por los dos orificios de ventilación.



- Esto sirve a modo de autocontrol de que se ha realizado el llenado completamente. Observe que la guía de alineación CM LOC® FLEX esté correctamente colocada vertical y horizontalmente sobre el pilar. Se puede detectar de inmediato si la guía de alineación está mal montada porque saldrá cemento del orificio de llenado y fuera de la guía de alineación. Si es así, retire y deseche la guía de alineación. A continuación, limpie el pilar y la encía con agua, vuelva a montar correctamente la nueva guía de alineación y repita el proceso de inyección. Asegúrese de no sobrepasar el tiempo de trabajo.



Orientación del pilar CM LOC® FLEX

Incline la guía de alineación CM LOC® FLEX según el eje de orientación (sin girarla) hasta alcanzar la segunda posición y, a continuación, oriente el pilar CM LOC® FLEX en paralelo al plano oclusal y deje que el cemento de fijación fragüe durante 6-8 minutos. Siga las instrucciones del fabricante.

- Inicio del fraguado tras el comienzo de la mezcla: 02:30 min.
Fin del fraguado tras el comienzo de la mezcla: 06:00 min.
- Tenga en cuenta sobre todo que después de inyectar el cemento de fijación y de orientar el pilar la situación del pilar no se puede modificar hasta que el cemento haya fraguado por completo. Retire inmediatamente cualquier exceso de cemento.
- Nota: los mejores resultados de orientación se consiguen utilizando la guía de alineación CM LOC® FLEX para alinear los pilares CM LOC® FLEX de forma paralela entre sí con respecto al plano oclusal.
- Una vez que fragüe el cemento de fijación, retire la guía de alineación CM LOC® FLEX, limpie el pilar y retire el exceso de cemento.

Toma de impresión de la situación de la boca para el procesamiento posterior con el método indirecto




Coloque el poste de impresión CM LOC® sobre el pilar CM LOC® FLEX y realice una toma de impresión funcional. Preste atención al asiento correcto del poste de impresión CM LOC®. Utilice un material de toma de impresión firme (p. ej., Impregum™).




- Compruebe si el material se ha repartido completamente alrededor del poste de impresión CM LOC® y no penetra material de impresión en el poste de impresión CM LOC®.

De ser así, limpie el pilar y repita el proceso de toma de impresión.



Acto seguido, se remite al laboratorio dental para la fabricación del modelo.

Para la fabricación del modelo en el laboratorio, coloque el análogo CM LOC® en el poste de impresión CM LOC® y después fabrique el modelo maestro.





Seguidamente, introduzca la carcasa de matriz CM LOC® con el elemento retentivo de trabajo CM LOC® incorporado o el espaciador CM LOC® en el análogo CM LOC®. La utilización del espaciador CM LOC® o la carcasa de matriz CM LOC® original es decisión del usuario.

- Espaciador = espaciador para la polimerización en boca. Polimerización directa con la carcasa de matriz CM LOC® en el laboratorio. Las zonas retentivas se deben bloquear para el procesamiento posterior y para la elaboración de la prótesis.



Fabricación

Ahora ya se puede fabricar la prótesis con las técnicas convencionales. Después del procesamiento, elimine el excedente de resina alrededor de la carcasa de matriz CM LOC® con una fresa redonda. A continuación, termine la prótesis y púlala. Después, sustituya el elemento retentivo de trabajo en la carcasa de matriz CM LOC® por un elemento retentivo Pekkton® con el nivel de fuerza deseado.



-  Ver la descripción Selección de los elementos retentivos.
-  Compruebe que no ha entrado polímero en la carcasa de matriz. Dado el caso, quite el elemento retentivo de trabajo y elimine con cuidado el exceso de polímero del interior de la carcasa de matriz con una sonda.




Selección de los elementos retentivos

Para la retención, existen cuatro elementos retentivos CM LOC® de Pekkton®. Los elementos retentivos están codificados por colores y divididos en cuatro fuerzas de retención diferentes.

amarillo: extra baja rojo: baja
verde: media azul: fuerte

-  Tenga en cuenta que la selección de la fuerza de extracción debe ser acorde con la situación clínica. En los casos de carga inmediata, utilice al principio solamente insertos con retención extra baja.
-  Para facilitarle al paciente una adaptación sencilla y cómoda de la prótesis en la boca, así como para que se acostumbre a la retención, recomendamos incorporar a la prótesis primero el elemento retentivo CM LOC® extra bajo (retención muy baja). Si el paciente desea una retención más fuerte, se pueden utilizar elementos retentivos CM LOC® con una mayor fuerza de retención. Para montar y desmontar los elementos retentivos, véase la descripción: Montaje y desmontaje de los elementos retentivos.

Método directo: procesado con carcasa de matriz CM LOC® durante la sesión de tratamiento.




Antes del montaje en el cuerpo de la prótesis, es obligatorio crear un espacio suficiente en la prótesis. Para ello, utilice una fresa redonda estándar. La prótesis y la carcasa de matriz CM LOC® no deben tocarse entre sí.





Monte el elemento de bloqueo CM LOC® sobre la parte macho.

-  Procure que el elemento de bloqueo CM LOC® ajuste bien. El elemento de bloqueo CM LOC® se puede acortar en altura para mejorar el montaje de la matriz.




A continuación, monte la carcasa de matriz CM LOC® con el elemento retentivo de trabajo montado sobre la parte macho.

-  Procure que antes de la polimerización todas las socavaduras estén bloqueadas. Utilice un polímero de curado en frío (p. ej., GC Reline™, GC Advanced Technologies® Inc.) para anclar la carcasa de matriz CM LOC® en la prótesis. Aplique el polímero de curado en frío en la zona libre de la prótesis y alrededor de la carcasa de matriz CM LOC®.



Fabricación

Coloque la prótesis en la cavidad bucal sobre el macho CM LOC®. Procure que la prótesis esté completamente en oclusión con el maxilar opuesto. Procure que la sujeción pasiva de la prótesis no comprima el tejido blando durante el fraguado de la resina polimerizable en frío. Una presión oclusal excesiva durante el fraguado puede provocar que el tejido blando se comprima y, después, se vuelva a relajar. Esto puede causar que, posteriormente, los elementos retentivos de trabajo no encajen bien en la posición.



Después de trabajar con el elemento de bloqueo CM LOC®, retírelo de la boca. Elimine el excedente de resina alrededor de la carcasa de matriz CM LOC® con una fresa redonda. A continuación, termine la prótesis y púlala. Después, sustituya el elemento retentivo de trabajo en la carcasa de matriz CM LOC® por un elemento retentivo Pekkton® con el nivel de fuerza deseado.

Ver la descripción Selección de los elementos retentivos.

Compruebe que no ha entrado polímero en la carcasa de matriz. Dado el caso, quite el elemento retentivo de trabajo y elimine con cuidado el exceso de polímero del interior de la carcasa de matriz con una sonda.



Selección de los elementos retentivos


Para la retención, existen cuatro elementos retentivos CM LOC® de Pekkton®. Los elementos retentivos están codificados por colores y divididos en cuatro fuerzas de retención diferentes.

amarillo: extra baja rojo: baja
verde: media azul: fuerte

Tenga en cuenta que la selección de la fuerza de extracción debe ser acorde con la situación clínica. En los casos de carga inmediata, utilice al principio solamente insertos con retención extra baja.


Para facilitarle al paciente una adaptación sencilla y cómoda de la prótesis en la boca, así como para que se acostumbre a la retención, recomendamos incorporar a la prótesis primero el elemento retentivo CM LOC® extra bajo (retención muy baja). Si el paciente desea una retención más fuerte, se pueden utilizar elementos retentivos CM LOC® con una mayor fuerza de retención. Para montar y desmontar los elementos retentivos, véase la descripción: Montaje y desmontaje de los elementos retentivos.

Modificación de una prótesis actual con componentes CM LOC® con socavadura simultánea.



Retire el anclaje existente de la boca del paciente. A continuación, coloque el Planificador casos CM LOC® FLEX correspondiente sobre el implante y compruebe que el eje del implante no tenga una divergencia superior a 30°. De lo contrario no se podrá utilizar el CM LOC® FLEX. Coloque el Planificador casos CM LOC® FLEX sobre el implante girándolo con la mano.

Dispone de un Planificador casos CM LOC® FLEX para cada sistema de implantes. (Tabla 2)




A continuación, ajuste los ejes de los implantes con el Planificador de casos CM LOC® FLEX realizando movimientos basculantes circulares hasta el tope (30°) para que puedan determinarse cada uno de los ejes de implante entre sí.

Observar la posición lateral y frontal.

Si los Planificadores casos CM LOC® FLEX no se pudieran alinear paralelamente, se habrá superado una divergencia de 30° entre los implantes.

En el caso de que existan divergencias que superen los 30°, no podrá utilizarse el pilar CM LOC® FLEX.




Determinación de la altura del pilar

Seleccione la altura del pilar en función de la posición del implante/altura de la encía y consulte las marcas en el Planificador casos CM LOC® FLEX. La altura correcta del pilar CM LOC® FLEX se determina haciendo que el borde inferior del pilar CM LOC® FLEX se encuentre al menos a 1 mm por encima de la encía. La altura mínima empieza en la marca 1.

Después se calcula la altura del pilar, se coloca el pilar, se inyecta el cemento de fijación y se orienta el pilar como se describe en el punto "Confección de una nueva prótesis".

A continuación se realiza el montaje de la carcasa de la matriz del modo indicado en el punto "Método directo: procesado con carcasa de matriz CM LOC® durante la sesión de tratamiento".





Colocación del pilar CM LOC® FLEX

Empuje axialmente el pilar CM LOC® FLEX en la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX y atorníllelo a mano en el implante.



A continuación, fjelo con una llave de carraca dinamo­ métrica aplicando el par correspondiente. Procure que la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX se apoye bien sobre el pilar. Asegure todos los componentes para evitar que sean aspirados. Después del montaje, la herramienta de atornillado CM LOC® FLEX puede retirarse de nuevo levantándola ligeramente.

 La herramienta de atornillado dispone de una conexión ISO y se adapta a los insertos de acoplamiento para la llave de carraca dinamo­ métrica correspondiente.




Rebase

La carcasa de matriz CM LOC® ya montada con el elemento retentivo de trabajo incorporado fija la prótesis durante la toma de impresión.





Monte el elemento de bloqueo CM LOC® sobre el pilar.

 Procure que el elemento de bloqueo CM LOC® ajuste bien. El elemento de bloqueo CM LOC® se puede acortar en altura para mejorar el montaje de la matriz cuando se utilizan diferentes alturas de pilar. Procure que antes del bloqueo todas las socavaduras estén bloqueadas. Después de trabajar con el elemento de bloqueo CM LOC®, retírelo de la boca.




Acto seguido, se realiza la toma de impresión del rebase con la prótesis existente de la forma habitual.


 No aplique material de impresión en la carcasa de matriz CM LOC® y preste atención al correcto asiento de la prótesis en el pilar CM LOC®. De lo contrario, limpie inmediatamente la carcasa de matriz CM LOC®.



A continuación, se remite al laboratorio dental para confeccionar el modelo para el rebase con las técnicas convencionales y llevar a cabo la fabricación y el pulido de la prótesis. Elimine el excedente de resina alrededor de la carcasa de matriz CM LOC® con una fresa redonda. Después, sustituya el elemento retentivo de trabajo en la carcasa de matriz CM LOC® por un elemento retentivo Pekkton® con el nivel de fuerza deseado.



 Ver la descripción Selección de los elementos retentivos.


 Compruebe que no ha entrado polímero en la carcasa de matriz. Dado el caso, quite el elemento retentivo de trabajo y elimine con cuidado el exceso de polímero del interior de la carcasa de matriz con una sonda.




Selección de los elementos retentivos


Para la retención, existen cuatro elementos retentivos CM LOC® de Pekkton®. Los elementos retentivos están codificados por colores y divididos en cuatro fuerzas de retención diferentes.

amarillo: extra baja rojo: baja
verde: media azul: fuerte

 Tenga en cuenta que la selección de la fuerza de extracción debe ser acorde con la situación clínica. En los casos de carga inmediata, utilice al principio solamente insertos con retención extra baja.


 Para facilitarle al paciente una adaptación sencilla y cómoda de la prótesis en la boca, así como para que se acostumbre a la retención, recomendamos incorporar a la prótesis primero el elemento retentivo CM LOC® extra bajo (retención muy baja). Si el paciente desea una retención más fuerte, se pueden utilizar elementos retentivos CM LOC® con una mayor fuerza de retención. Para montar y desmontar los elementos retentivos, véase la descripción: Montaje y desmontaje de los elementos retentivos.

Montaje y desmontaje de los elementos retentivos.



Montaje

Los elementos retentivos se insertan en la carcasa de matriz con la multiherramienta CM LOC® prevista para ello. Aloje el elemento retentivo CM LOC® por el lado IN.



Cuando el elemento retentivo CM LOC® encaja en el sello, se percibe y se oye. Empuje el elemento retentivo CM LOC® en posición recta y paralela dentro de la carcasa de matriz CM LOC® hasta que note y oiga un clic.




Desmontaje

Coloque la multiherramienta CM LOC® con el lado OUT recta y paralela en el espacio entre la carcasa de matriz CM LOC® y el elemento retentivo, y presiónela ligeramente en la carcasa de matriz CM LOC®. De esta manera, se desbloquea el elemento retentivo CM LOC® y puede extraerse de la carcasa de matriz CM LOC®.


Desmontaje de la carcasa de matriz CM LOC®.



Para el desmontaje de la carcasa de matriz CM LOC® utilice el extractor para la carcasa de matriz CM LOC®.



Frese por completo la carcasa de matriz CM LOC® con el extractor para la carcasa de matriz CM LOC®.




A continuación, retire la carcasa de matriz CM LOC® con un instrumento del extractor para la carcasa de matriz CM LOC® por el orificio lateral. Para facilitar la extracción, se recomienda calentar el extractor para la carcasa de matriz CM LOC® poniéndolo brevemente sobre una llama.

19 Materiales

La información detallada de los materiales, así como su clasificación, se encuentran en las fichas de datos específicas del material, en el catálogo y en la lista de productos recogida en la tabla 1 bajo el punto 29. Consulte el sitio web www.cmsa.ch/docs o la documentación dental de Cendres+Métaux SA (a su disposición de forma gratuita en todas las sucursales, oficinas y delegaciones de Cendres+Métaux SA).

20 Indicaciones para el almacenamiento

 El producto debe almacenarse en un lugar seco, en su embalaje original (si no se especifica lo contrario), a temperatura ambiente y sin luz directa del sol. Un almacenamiento incorrecto puede influir sobre las propiedades del producto y provocar el fracaso de la restauración.

21 Información para el paciente

21.1 Manipulación/cuidados posteriores

Como muy tarde el día de la colocación de la prótesis dental se debe informar al paciente de que es necesario realizar un seguimiento regular para mantener la salud de todo el sistema masticatorio y la funcionalidad de la prótesis dental. Asegúrese de que el paciente está motivado y recibe las instrucciones para manipular y cuidar sus dientes y la prótesis dental teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades manuales y visión.

Tanto la prótesis fija como la removible están expuestas en la boca a unas cargas muy elevadas y a un medio continuamente cambiante, y por tanto a fenómenos de desgaste en mayor o menor medida. El desgaste ocurre a diario en todas las partes y no se puede evitar; solo minimizar. La magnitud del desgaste depende del sistema integral.

A fin de poder reducir el desgaste a un mínimo absoluto, intentamos utilizar materiales que combinen de forma óptima entre sí. El ajuste de la restauración se debe revisar al menos una vez al año y, si fuera necesario, la prótesis deberá rebasarse a fin de prevenir los movimientos de balanceo (sobrecargas). Al principio recomendamos revisar la prótesis dental en intervalos de unos tres meses y, en caso necesario, sustituir las piezas auxiliares, como p. ej. los elementos retentivos.

21.2 Colocación y remoción de la prótesis

Tenga cuidado de que la prótesis no esté ladeada, ya que de lo contrario se pueden producir daños. No coloque nunca la prótesis apretándola con los dientes. Podría dañar o incluso romper el elemento de conexión. Encontrará más información sobre la manipulación y el cuidado de la prótesis en el folleto informativo para pacientes que se encuentra en www.cmsa.ch/docs.

Colocación

Sujete la prótesis con el pulgar y el índice y vuelva a colocarla en los elementos de anclaje de la boca. Busque o siente su inserción correcta y desplace la prótesis sobre los elementos de anclaje con una presión suave y homogénea. Cierre con cuidado la mandíbula y compruebe si la prótesis se encuentra en la posición correcta.

Extracción

Sujete la prótesis con el pulgar y el índice y tire suave, cuidadosa y homogéneamente de los elementos de anclaje y sáquela de la boca.

21.3 Limpieza y cuidados

Recomendamos lavarse los dientes y limpiar la prótesis después de cada comida. La limpieza de los elementos de conexión forma parte de la limpieza de la prótesis. La limpieza más cuidadosa es la que se realiza limpiando el elemento de conexión bajo un chorro de agua con un cepillo de dientes suave. La limpieza más intensiva se consigue introduciendo la prótesis en un pequeño aparato de ultrasonidos con un accesorio de limpieza adecuado. No lave nunca con pasta dentífrica los elementos de conexión de alta precisión. Esto podría dañarlos. Tenga cuidado también de utilizar las pastillas o los agentes de limpieza adecuados. De lo contrario, podrían dañarse los valiosos elementos de conexión o su funcionamiento se podría ver afectado. Las zonas de conexión con los dientes remanentes o con los implantes se lavan exclusivamente con agua, un cepillo de dientes suave y un cepillo interdental. No utilice pasta dentífrica para evitar daños.

Limpie los anclajes con regularidad para evitar una posible inflamación del tejido blando. Para obtener información y consultar las instrucciones adicionales de cuidados de los instrumentos, visite el sitio web (www.cmsa.ch/docs).

Para obtener información adicional más detallada, póngase en contacto con su representante de Cendres+Métaux SA.

22 Información para pedidos

La información detallada sobre los números de catálogo, la cantidad de los productos, así como su clasificación, se encuentra en la lista de productos recogida en la tabla 1 bajo el punto 29, en el catálogo de productos específico, en el embalaje y, en algunos casos, directamente en el producto. Encontrará también más información en el sitio web www.cmsa.ch/docs o en la documentación dental de Cendres+Métaux SA (a su disposición de forma gratuita en todas las sucursales, oficinas y delegaciones de Cendres+Métaux SA). Para obtener información adicional más detallada, póngase en contacto con su representante de Cendres+Métaux SA.

23 Disponibilidad

Es posible que algunos de los productos descritos y mostrados en el presente documento no estén disponibles en todos los países.

24 Trazabilidad del código de lote

Para garantizar su trazabilidad, deben documentarse los números de lote de todos los componentes utilizados. Si para la fabricación de una prótesis dental se emplean diferentes números de lote para los productos descritos en el ámbito de aplicación de las instrucciones de uso, se deberán documentar todos los números de lote pertinentes para poder asegurar la trazabilidad.

25 Reclamación

Cada acontecimiento que se haya producido en relación con el producto se deberá notificar inmediatamente a Cendres+Métaux SA a través de las filiales, sucursales y representantes de Cendres+Métaux SA, y, en los casos graves, se deberá notificar también a la autoridad competente del país en el que el usuario reside.

26 Eliminación segura

El producto se debe eliminar conforme a las normativas locales y medioambientales vigentes, teniendo siempre en cuenta el grado de contaminación correspondiente en cada caso. En Cendres+Métaux LUX SA nos hacemos cargo sin problema alguno de los residuos de metales preciosos. Para obtener información adicional más detallada, póngase en contacto con su representante de Cendres+Métaux SA.

27 Derechos de marcas

Marcas registradas de Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Suiza, son:

CM LOC®, Pekkton®

A menos que se especifique expresamente, los productos marcados con «®» no son marcas registradas de Cendres+Métaux Holding SA, sino marcas registradas del fabricante en cuestión.

28 Exención de responsabilidad

El fabricante renuncia a cualquier responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones de uso. El presente producto forma parte de un diseño global y solo debe utilizarse o combinarse con los respectivos componentes originales e instrumentos. En caso contrario, el fabricante declina cualquier responsabilidad u obligación. Para cualquier reclamación debe indicarse siempre el código de lote.

El uso de productos de terceros no comercializados a través de Cendres+Métaux SA en combinación con los productos mencionados en la tabla 1 supone la anulación de cualquier garantía y otras obligaciones explícitas o implícitas de Cendres+Métaux SA.

El usuario de los productos de Cendres+Métaux SA es responsable de asegurarse de si un producto es adecuado para un paciente en concreto y para una situación determinada.

Cendres+Métaux SA rechaza cualquier responsabilidad explícita o implícita, y no asume ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, penales o de otro tipo resultantes de o relacionados con errores en la valoración profesional o de la práctica durante el uso o la instalación de productos de Cendres+Métaux SA.

El usuario también está obligado a estudiar de manera regular los nuevos desarrollos de los productos de Cendres+Métaux SA mencionados en la tabla 1 y sus aplicaciones.

Tenga en cuenta que las descripciones contenidas en este documento no bastan para la aplicación inmediata de los productos de Cendres+Métaux SA. Se requieren conocimientos especializados en odontología y prostodoncia, así como instrucciones para el uso de los productos mencionados en la tabla 1 proporcionadas por un usuario experimentado.

29 Lista de productos

Tabla 1

| Nº Cat. | Denominación del producto | Material | De un solo uso | Reutilizable | UDI-DI básico |
|----------------|---|--|----------------|--------------|-------------------|
| Ver la tabla 2 | Pilar CM LOC® FLEX | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | Sí | No | |
| Ver la tabla 2 | Planificador casos CM LOC® | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | Sí | No | |
| 05003001 | Juego básico CM LOC® titanio | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) Pekkton® Santoprene | Sí | No | 764016651000057EC |
| 05001995 | Carcasa de matriz CM LOC® de titanio para elementos de Pekkton® | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 05001314 | Elemento retentivo CM LOC®, extra baja | Pekkton® | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 05001315 | Elemento retentivo CM LOC®, baja | Pekkton® | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 05001316 | Elemento retentivo CM LOC®, media | Pekkton® | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 05001317 | Elemento retentivo CM LOC®, fuerte | Pekkton® | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 05001328 | Elemento retentivo de trabajo CM LOC® | Pekkton® | Sí | No | 764016651000007DV |
| 05001306 | Carcasa de matriz CM LOC® Pekkton® para elementos de Pekkton® | Pekkton® | Sí | No | 764016651000053E4 |
| 07000201 | Espaciador CM LOC® | Pekkton® | Sí | No | 764016651000026DZ |
| 07000202 | Elemento de bloqueo CM LOC® | Santoprene | Sí | No | 764016651000027E3 |
| 07000204 | Análogo CM LOC® | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | Sí | No | 764016651000034DY |
| 07000205 | Multiherramienta CM LOC® para elemento retentivo de Pekkton® | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | No | Sí | 764016651000001DH |
| 07000206 | Herramienta de atornillado CM LOC® | TiAl6 V4 ELI, (Grade5) | No | Sí | 764016651000022DR |
| 07000213 | Postes de impresión CM LOC® | Pekkton® | Sí | No | 764016651000017DY |
| 07000217 | Extractor para la carcasa de matriz CM LOC® | Acero | No | Sí | 764016651000009DZ |
| 07000200 | Juego de instrumentos CM LOC® | | No | Sí | 764016651000025DX |

Sistema de implantes

Tabla 2

| Nº Cat. | | Plataforma | Par (recomendación) | UDI-DI básico |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Straumann | | | | |
| 0500 1720 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RN 4.8 GH1 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1721 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RN 4.8 GH2 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1722 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RN 4.8 GH3 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1723 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RN 4.8 GH4 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1724 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RN 4.8 GH5 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1884 | CM LOC® FLEX Case Guide | Straumann® RN 4.8 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1725 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH1 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1726 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH2 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1727 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH3 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1728 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH4 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1729 | CM LOC® FLEX Abutment | Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH5 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1885 | CM LOC® FLEX Case Guide | Straumann® RC 4.1 / 4.8 | – | 764016651000056EA |
| Nobel Biocare | | | | |
| 0500 1740 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH1 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1741 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH2 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1742 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH3 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1743 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH4 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1744 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH5 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1888 | CM LOC® FLEX Case Guide | Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1750 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH1 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1751 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH2 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1752 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH3 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1753 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH4 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1754 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH5 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1890 | CM LOC® FLEX Case Guide | Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 | – | 764016651000056EA |
| 0500 2261 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH1 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2262 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH2 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2263 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH3 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2264 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH4 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2265 | CM LOC® FLEX Abutment | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH5 | 35Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2309 | CM LOC® FLEX Case Guide | Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 | – | 764016651000056EA |
| Astra Tech | | | | |
| 0500 1770 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH1 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1771 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH2 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1772 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH3 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1773 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH4 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1774 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH5 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1894 | CM LOC® FLEX Case Guide | Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1932 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH1 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1933 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH2 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1934 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH3 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1935 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH4 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1936 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH5 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1946 | CM LOC® FLEX Case Guide | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1937 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH1 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1938 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH2 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1939 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH3 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1940 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH4 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1941 | CM LOC® FLEX Abutment | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH5 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1947 | CM LOC® FLEX Case Guide | Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 | – | 764016651000056EA |
| Zimmer | | | | |
| 0500 1780 | CM LOC® FLEX Abutment | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1781 | CM LOC® FLEX Abutment | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1782 | CM LOC® FLEX Abutment | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1783 | CM LOC® FLEX Abutment | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1784 | CM LOC® FLEX Abutment | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1896 | CM LOC® FLEX Case Guide | Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 | – | 764016651000056EA |
| MIS (wide platform) | | | | |
| 0500 1780 | CM LOC® FLEX Abutment | MiS® Seven 4.5 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1781 | CM LOC® FLEX Abutment | MiS® Seven 4.5 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1782 | CM LOC® FLEX Abutment | MiS® Seven 4.5 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1783 | CM LOC® FLEX Abutment | MiS® Seven 4.5 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1784 | CM LOC® FLEX Abutment | MiS® Seven 4.5 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1896 | CM LOC® FLEX Case Guide | MiS® Seven 4.5 | – | 764016651000056EA |

| Nº Cat. | | Plataforma | Par (recomendación) | UDI-DI básico |
|-----------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| BioHorizons | | | | |
| 0500 1780 | CM LOC® FLEX Abutment | BioHorizons® Internal 4.5 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1781 | CM LOC® FLEX Abutment | BioHorizons® Internal 4.5 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1782 | CM LOC® FLEX Abutment | BioHorizons® Internal 4.5 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1783 | CM LOC® FLEX Abutment | BioHorizons® Internal 4.5 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1784 | CM LOC® FLEX Abutment | BioHorizons® Internal 4.5 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1896 | CM LOC® FLEX Case Guide | BioHorizons® Internal 4.5 | – | 764016651000056EA |
| Camlog | | | | |
| 0500 1790 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 3.8 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1791 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 3.8 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1792 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 3.8 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1793 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 3.8 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1897 | CM LOC® FLEX Case Guide | Camlog® 3.8 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1795 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 4.3 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1796 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 4.3 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1797 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 4.3 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1798 | CM LOC® FLEX Abutment | Camlog® 4.3 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1898 | CM LOC® FLEX Case Guide | Camlog® 4.3 | – | 764016651000056EA |
| 0500 1805 | CM LOC® FLEX Abutment | Conelog® 3.8/4.3 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1806 | CM LOC® FLEX Abutment | Conelog® 3.8/4.3 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1807 | CM LOC® FLEX Abutment | Conelog® 3.8/4.3 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1808 | CM LOC® FLEX Abutment | Conelog® 3.8/4.3 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1809 | CM LOC® FLEX Abutment | Conelog® 3.8/4.3 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 1899 | CM LOC® FLEX Case Guide | Conelog® 3.8/4.3 | – | 764016651000056EA |
| Dentsply | | | | |
| 0500 2002 | CM LOC® FLEX Abutment | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH1 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2003 | CM LOC® FLEX Abutment | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH2 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2004 | CM LOC® FLEX Abutment | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH3 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2005 | CM LOC® FLEX Abutment | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH4 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2006 | CM LOC® FLEX Abutment | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH5 | 25Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2008 | CM LOC® FLEX Case Guide | Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 | – | 764016651000056EA |
| Sweden+Martina | | | | |
| 0500 2266 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2267 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2268 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2269 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2270 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2310 | CM LOC® FLEX Case Guide | Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 | – | 764016651000056EA |
| 0500 2271 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2272 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2273 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2274 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2275 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2276 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2277 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2278 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2279 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2280 | CM LOC® FLEX Abutment | Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2312 | CM LOC® FLEX Case Guide | Sweden+Martina Premium Kohno 4.25/5.0/6.0 | – | 764016651000056EA |
| Osstem | | | | |
| 0500 2566 | CM LOC® FLEX Abutment | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2567 | CM LOC® FLEX Abutment | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2568 | CM LOC® FLEX Abutment | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2569 | CM LOC® FLEX Abutment | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2570 | CM LOC® FLEX Abutment | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5 | 30Ncm | 764016651000045E5 |
| 0500 2586 | CM LOC® FLEX Case Guide | Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 | – | 764016651000056EA |

30 Símbolos



Información importante para el especialista



Símbolo de advertencia de mayor precaución

Etiquetado del embalaje/símbolos



Fecha de fabricación



Fabricante



Número de catálogo



Código de lote



Cantidad

www.cmsa.ch/docs

Rx only

Observe las instrucciones de uso, disponibles en formato electrónico en la dirección indicada.

Atención: de acuerdo con la legislación federal de los EE. UU. este producto sólo podrá ser vendido por un médico o por orden del mismo.

Los productos de Cendres+Métaux que poseen el marcado CE cumplen los requisitos europeos correspondientes.



0483



No reutilizar



No estéril



Mantener alejado de la luz solar



Atención, ver instrucciones de uso



Identificación única de dispositivo – UDI



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Importador en la UE



Producto sanitario



0483



Rx only