



**+ CM LOC®.**  
Mode d'emploi.

## Mode d'emploi.

Cher client,

Nous vous remercions et vous félicitons pour le choix d'un produit de qualité suisse ainsi que d'un partenaire fiable. Les produits Cendres+ Métaux sont fabriqués en Suisse avec une précision optimale et à partir de matériaux sélectionnés. Une technologie de pointe et la compétence de nos experts garantissent la qualité supérieure de nos produits. C'est aussi notre objectif!

Avec nos meilleures salutations,  
Chief Executive Officer

### Nom

CM LOC®

### Utilisation prévue

Les composants des parties secondaires CM LOC® sont conçus pour fixer totalement ou partiellement les prothèses à coiffe (prothèses totales) ou les prothèses partielles avec des implants endo-osseux (cf. liste en ligne) au niveau du maxillaire ou de la mandibule.

Le CM LOC® CAD/CAM Retention Element sert d'élément rétentif supplémentaire sur barres dentaires usinées par CAD/CAM.

### Description de l'article

Le CM LOC® peut être utilisé pour les situations cliniques suivantes:

- Partie secondaire CM LOC®:  
Ancrage des prothèses dentaires hybrido-portées amovibles sur implants.
- CM LOC® CAD/CAM Retention Element:  
Comme élément de maintien supplémentaire sur les barres dentaires usinées CAD/CAM.

### Matériaux

S = Syntaxe

- Partie secondaire (partie mâle)
- CAD/CAM Retention Element (partie mâle)
- Partie femelle

Pekkton®, E = Elitor®

- Inserts de rétention Pekkton®
- Insert de rétention Elitor®
- Partie femelle

Instruments auxiliaires S, Pekkton®, X, Santoprene

- S = Syntaxe: TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %, V 4,0 %
- Santoprene
- Pekkton®
- X = acier

Se reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au catalogue pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs affectations. Consulter également le site Internet ou la documentation dentaire de Cendres+ Métaux (disponible gratuitement dans les succursales, les bureaux et les représentations de Cendres+ Métaux).

### Indication

Abutment CM LOC®:

Ancrage implantaire de prothèses amovibles à support hybride sur des implants, en combinaison avec le système spécifique de parties femelles CM LOC®.

### Mandibule

Abutment CM LOC®:

Ancrage de prothèses mandibulaire (MD) sur 2 implants ou plus.

### Maxillaire

– Abutment CM LOC®:

Ancrage de prothèses maxillaire (MX) sur 4 implants ou plus.

– Élément de rétention CM LOC® CFAO:

Élément de rétention additionnel sur barres dentaires CFAO usinées en combinaison avec le système spécifique de parties femelles CM LOC®.

**Contre-indications**

- Divergences d'implants > 20°.
- Les parties secondaires CM LOC® doivent être exclusivement utilisées avec les systèmes d'implants correspondants explicitement mentionnés dans la liste en ligne.
- Chez les patients présentant une allergie existante à un ou plusieurs composants des matériaux des éléments de construction.
- Utilisation sur un seul implant.
- Ne convient pas si l'on recherche un attachement fixe.
- Lorsque la situation buccale du patient ne permet pas une utilisation correcte de CM LOC®.
- Patient non disposé à suivre correctement les consignes d'entretien et de suivi.
- Patients présentant un bruxisme ou d'autres habitudes parafunctionnelles.
- Prothèse cantilever unilatérale sans appui transversal.
- Quand une mise en charge immédiate n'est pas indiquée pour l'implant. Pour connaître les autres contre-indications, veuillez-vous référer au mode d'emploi du fabricant de l'implant.
- L'utilisation du système d'implant n'est pas validée.
- Pour connaître les autres contre-indications, se référer au mode d'emploi du fabricant de l'implant.

**Mises en garde: allergies**

Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une allergie existante à un ou plusieurs composants des matériaux des éléments de construction. En cas d'allergie suspectée à un ou plusieurs composants des matériaux, n'utiliser ce produit qu'après consultation d'un allergologue et confirmation de l'absence d'allergie. Les instruments auxiliaires peuvent contenir du nickel. CM LOC® n'a pas été évalué en ce qui concerne sa sécurité et sa compatibilité dans un environnement RM. Le CM LOC® n'a pas été testé en ce qui concerne son échauffement ou sa migration dans un environnement RM. Les lois fédérales (américaines) interdisent l'utilisation ou la vente par des dentistes sans licence.

**CM LOC® Spacer (espaceur)**

Le CM LOC® Spacer est légèrement surdimensionné par rapport aux pièces originales. Ceci garantit un espace optimal pour la polymérisation ultérieure en bouche. Remarque: l'espaceur ne doit pas être utilisé à la place des parties femelles comme pièce de remplacement provisoire. Le présent mode d'emploi ne suffit pas pour utiliser immédiatement les ancrages. Des connaissances en médecine ou prothèse dentaire sont nécessaires, ainsi qu'une formation à l'utilisation du CM LOC® prodiguée par une personne expérimentée. Informations: [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)

**Précautions d'emploi:**

- L'utilisation, l'activation, la désactivation, la réparation et l'entretien périodique de CM LOC® doivent être exclusivement effectués par du personnel qualifié. Dans le cadre de ces travaux, utiliser exclusivement des pièces et outils originaux.
- Le nettoyage mécanique de CM LOC® avec une brosse à dent et du dentifrice peut provoquer une usure prématurée des pièces fonctionnelles.
- Les composants CM LOC® sont livrés non stériles. Pour de plus amples informations, se reporter au paragraphe Déroulement du travail/Manipulation, Stérilisation/ Désinfection.
- Protéger les pièces contre l'aspiration.
- N'effectuer aucuns travaux avec des instruments tranchants dans la bouche du patient.
- Les contre-dépouilles doivent être impérativement comblées avant la polymérisation des parties femelles.
- Réaliser une seule rotation de la partie secondaire CM LOC® et du CM LOC® CAD/CAM Retention Element en appliquant le couple de serrage approprié.
- En cas de mise en charge immédiate (respecter les indications du fabricant de l'implant), prendre garde à ce que le couple de serrage de la partie secondaire ne dépasse pas celui de l'implant > il est recommandé d'appliquer un couple de 5 Ncm inférieur à celui de l'implant.
- Ne pas utiliser le CM LOC® Spacer comme partie femelle provisoire.
- Sauf indication contraire, les composants CM LOC® sont à usage unique.
- Avant chaque intervention, veiller à disposer de tous les composants CM LOC® nécessaires en quantité suffisante.
- Toujours porter des vêtements de protection pour sa propre sécurité.

**Effets secondaires:**

Aucun effet secondaire n'est connu dans le cadre d'une utilisation correcte.

## Déroulement du travail/Manipulation

La procédure est décrite pour une utilisation au cabinet qu'au laboratoire dentaire.

## Remarques générales

- Afin de permettre un meilleur montage des parties femelles, le CM LOC® Block-out spacer peut être raccourci.
- Pour traiter les parties secondaires CM LOC® afin de retenir les prothèses à coiffe, on peut procéder directement ou indirectement.
- Nous recommandons de concevoir le cas clinique de manière à obtenir le polygone de soutien le plus grand possible. De petites distances entre des implants consécutifs et de longues selles en extension peuvent provoquer des effets indésirables tels qu'une usure accrue des composants du système.
- L'assise correcte de la prothèse sur la membrane muqueuse doit être contrôlée au moins une fois par an ; si nécessaire, un rebasage doit être réalisé pour éviter les mouvements de balance (surcharges). Nous recommandons le contrôle de la prothèse par intervalles d'environ trois mois et le remplacement des inserts de rétention si nécessaire.

Méthode directe:

Le chirurgien-dentiste peut intégrer le CM LOC® Housing et les inserts de rétention directement dans une prothèse existante ou neuve lors de la séance de traitement.

Méthode indirecte:

Le dentiste doit prendre l'empreinte des parties secondaires CM LOC® avec la CM LOC® Impression part et remettre l'empreinte au laboratoire pour qu'il fabrique le maître-modèle. Le laboratoire utilise ensuite l'analogue CM LOC® dans la CM LOC® Impression part pour pouvoir transposer la position de la partie secondaire CM LOC® en bouche en toute sécurité et fabrique le maître-modèle.

## Symboles

-  Information importante pour les spécialistes
-  Symbole d'avertissement signalant la nécessité d'une prudence accrue

## Abréviations

### Marquages sur l'emballage/symboles

-  Date de fabrication
-  Fabricant
-  Numéro d'article
-  Numéro de lot
-  Quantité
-  Consulter le manuel d'utilisation  
URL: [cmsa.ch/docs](http://cmsa.ch/docs)
- Rx only      Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu qu'à des professionnels de la santé autorisés ou sur leur ordonnance.
-   Les produits Cendres+ Métaux avec le sigle CE sont conformes aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
-  Ne pas réutiliser
-  Non stérile
-  Protéger des rayons du soleil
-  Attention, voir notices jointes
-  Unique Device Identification (identification unique des dispositifs médicaux) – UDI

## Recommandation

Pour un maintien solide de la prothèse, nous recommandons d'utiliser l'insert de rétention Elitor®. Lors de la fabrication d'une nouvelle prothèse dentaire au laboratoire, il est recommandé de fabriquer une armature individuelle. Pour une nouvelle prothèse dentaire et dans une configuration sans palais, il est recommandé de fabriquer une armature individuelle de renfort.

### **Stérilisation/désinfection**

Après toute fabrication ou modification et avant utilisation, le travail prothétique, y compris les composants de la partie femelle, doit être nettoyé, désinfecté et, le cas échéant, stérilisé. Les composants métalliques et en Pekkton® peuvent être stérilisés à la vapeur (voir plus bas), alors que ce n'est pas possible avec les composants en plastique ou en matériau autre que Pekkton®. Se référer aux directives nationales publiées pour choisir un procédé de désinfection et stérilisation. Pour les instruments chirurgicaux et prothétiques réutilisables, consulter la documentation correspondante Care and Maintenance Surgical and Prosthetic Instruments (à télécharger sur [www.cmsa.ch/Dental/Download-Center](http://www.cmsa.ch/Dental/Download-Center)), qui contient des instructions et recommandations détaillées (en partie spécifiques aux instruments) sur la maintenance, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation.

### **Recommandation: désinfection**

Toutes les parties doivent être désinfectées avant utilisation avec un désinfectant de niveau élevé. Suivre le mode d'emploi du fabricant relatif au dosage et à la durée d'exposition. Le désinfectant doit répondre aux critères suivants:

- convient au nettoyage et à la désinfection des composants prothétiques dentaires
- compatible avec les matériaux des produits à nettoyer et désinfecter
- efficacité prouvée en termes de désinfection

Nous recommandons l'utilisation d'une solution d'ortho-phthalaldéhyde (OPA) telle que Cidex® OPA Solution. Suivre strictement le mode d'emploi du fabricant.

### **Stérilisation**

après nettoyage et désinfection et avant utilisation, tous les composants métalliques et en Pekkton® doivent être stérilisés. Les pièces en plastique, à l'exception de celles en Pekkton®, ne peuvent pas être stérilisées à la vapeur et sont traitées comme indiqué à la section Stérilisation/désinfection.

### **Méthode de stérilisation**

L'emballage original ne doit pas être utilisé pour la stérilisation.

La stérilisation à la vapeur a été validée pour la stérilisation des composants du système avec les paramètres suivants:

- Température de la vapeur saturée: 132°C (270°F)
- Déplacement de gravité (selon ANSI/AAMI ST79: 2010)
- Durée de stérilisation 10 min (composants non emballés dans un conteneur non fermé)
- Temps de séchage: 1 minute

En fonction des propriétés des matériaux, les composants métalliques et en Pekkton® sont également compatibles avec la stérilisation à la vapeur avec pré-vide à 134 °C (273 °F) pendant 18 minutes. Ne pas dépasser 140°C (284°F).

Laisser les composants du système refroidir avant de les utiliser. Utiliser uniquement des stérilisateurs, conteneurs de stérilisation, poches de stérilisation, indicateurs biologiques, indicateurs chimiques approuvés et autres accessoires de stérilisation correctement identifiés et recommandés pour la stérilisation et le cycle de stérilisation.

### **Mise en oeuvre**

Il est nécessaire que les implants soient déjà posés au début des travaux. Respecter obligatoirement les consignes du fabricant.


# Réalisation d'une nouvelle prothèse pour partie secondaire CM LOC®.

Situation du patient, situation initiale.




## Définir l'axe d'implant

Utiliser le CM LOC® Case Guide pour déterminer la divergence des axes entre les implants. Enfoncer le CM LOC® Case Guide sur l'implant.



Ensuite, déterminer l'axe d'implant avec le CM LOC® Case Guide par basculement circulaire jusqu'à la butée pour pouvoir trouver la position réciproque des différents axes d'implant. Attention: observer la situation par l'axe latéral et frontal!



## Déterminer la hauteur de la partie secondaire

Définir la hauteur de la partie secondaire en fonction de celle de la gencive et relever le niveau avec les graduations du CM LOC® Case Guide. Définir la bonne hauteur de la partie secondaire CM LOC® en plaçant son bord inférieur au moins 1 mm au-dessus de la gencive. La hauteur minimale commence à la graduation 1.



## Poser la partie secondaire CM LOC®

Commencer par enfoncer la partie secondaire CM LOC® sur le CM LOC® Screw Driver et le visser à la main dans l'implant.



Ensuite, visser avec la clé dynamométrique en appliquant le couple de serrage correspondant. Veiller à ce que le Screw Driver soit bien en place sur la partie secondaire. Protéger toutes les pièces contre l'aspiration.



**Prise d'empreinte de la situation buccale pour poursuivre la manipulation en appliquant la méthode indirecte**

Placer la CM LOC® Impression part sur la partie secondaire CM LOC® et prendre l'empreinte fonctionnelle. Veiller à ce que la CM LOC® Impression part soit bien en place. Utiliser un matériau d'empreinte solide (p. ex. Impregum™).



Vérifier si le matériau s'est bien réparti tout autour de la CM LOC® Impression part et que le matériau d'empreinte n'a pas coulé dans la CM LOC® Impression part. Le cas échéant, nettoyer la partie secondaire et répéter la procédure de prise d'empreinte.



Envoyer ensuite l'empreinte au laboratoire dentaire pour la fabrication du maître-modèle. Pour fabriquer le modèle en laboratoire, enfoncer ensuite les analogues CM LOC® dans la CM LOC® Impression part, puis créer le maître-modèle.



Ensuite, enfoncez le CM LOC® Housing muni du CM LOC® Retention insert ou du CM LOC® Spacer sur les analogues CM LOC®. La décision d'employer le CM LOC® Spacer ou le CM LOC® Housing original revient à l'utilisateur.



La prothèse peut maintenant être fabriquée selon la technique conventionnelle.

# Méthode directe: manipulation du CM LOC®

## Housing pendant la séance de traitement.



Avant de l'intégrer dans le corps de la prothèse, il est impératif de ménager assez de place dans la prothèse. À cet effet, utiliser une fraise ronde standard. La prothèse et le CM LOC® Housing ne doivent pas entrer en contact.



Monter le CM LOC® Block-out Spacer sur la partie mâle. Veiller à un bon ajustement.



Monter ensuite le CM LOC® Housing muni d'un insert de rétention sur la partie mâle. Veiller à ce que toutes les contre-dépouilles soient comblées avant la polymérisation. Utiliser un polymérisat à froid (p. ex. GC Reline™, GC Advanced Technologies® Inc.) pour ancrer le CM LOC® Housing dans la prothèse. Appliquer le polymérisat à froid dans la zone libre de la prothèse et tout autour du CM LOC® Housing.



Installer la prothèse dans la cavité buccale sur la partie secondaire CM LOC®. Veiller à ce que la prothèse soit complètement en occlusion avec le maxillaire/ la mandibule antagoniste. S'assurer également du maintien passif de la prothèse sans compression sur le tissu mou pendant que le polymérisat à froid durcit. Une pression occlusale trop forte pendant le durcissement peut amener le tissu mou à se contracter, puis à se détendre à nouveau. De là, les inserts de rétention peuvent ensuite bouger.




Après la manipulation, extraire le CM LOC® Block-out Spacer de la bouche. Il convient également d'éliminer la résine en excédent du CM LOC® Housing avec une fraise ronde. Ensuite, travailler et polir la prothèse.




Afin de permettre au patient une mise en place agréable et facile de sa prothèse, et pour l'habituer à la rétention en bouche, il est recommandé de munir d'abord la prothèse du CM LOC® Retention insert, extra-low. Si le patient demande une rétention plus forte, poser alors des inserts rétentifs CM LOC® plus puissants. Pour le montage et le démontage des inserts rétentifs, se reporter à la description dans Montage et démontage des inserts rétentifs.

# Transformation d'une prothèse existante avec des composants CM LOC® tout en procédant à un rebasage.




Retirer l'ancrage existant de la bouche du patient. Utiliser le CM LOC® Case Guide pour déterminer la divergence des axes entre les implants. Enfoncer le CM LOC® Case Guide sur l'implant.



Ensuite, déterminer l'axe d'implant avec le CM LOC® Case Guide par basculement circulaire jusqu'à la butée pour pouvoir trouver la position réciproque des différents axes d'implant.

Attention: observer la situation par l'axe latéral et frontal. Si la divergence est supérieure à 20°, la partie secondaire CM LOC® ne peut pas être utilisée.



## Déterminer la hauteur de la partie secondaire

Définir la hauteur de la partie secondaire en fonction de celle de la gencive et relever le niveau avec les graduations du CM LOC® Case Guide. Définir la bonne hauteur de la partie secondaire CM LOC® en plaçant son bord inférieur au moins 1 mm au-dessus de la gencive. La hauteur minimale commence à la graduation 1.



## Poser la partie secondaire CM LOC®

Commencer par enfoncer la partie secondaire CM LOC® sur le CM LOC® Screw Driver et le visser à la main dans l'implant.



Ensuite, visser avec la clé dynamométrique en appliquant le couple de serrage correspondant. Veiller à ce que le Screw Driver soit bien en place sur la partie secondaire. Protéger toutes les pièces contre l'aspiration. Poursuivre ensuite le travail par la polymérisation du CM LOC® Housing de la manière décrite au paragraphe Fabrication d'une nouvelle prothèse.



### **Rebasage**

Le CM LOC® Housing déjà monté muni d'un insert de rétention fixe la prothèse pendant la prise d'empreinte.



La prise d'empreinte de rebasage de la prothèse en question est ensuite réalisée comme d'habitude.

Ne pas appliquer de matériau d'empreinte dans le CM LOC® Housing et veiller au bon ajustement de la prothèse sur la partie secondaire CM LOC®. Sinon, immédiatement nettoyer le CM LOC Housing®.



Envoyer ensuite l'empreinte au technicien-dentiste afin qu'il fabrique le maître-modèle pour le rebasage selon la technique conventionnelle avant de travailler et polir la prothèse.

# Utilisation du CM LOC® CAD/CAM Retention Element comme élément rétentif complémentaire sur une barre usinée dans le cadre d'une nouvelle prothèse.



Prise d'empreinte de la situation buccale et fabrication du maître-modèle conformément aux instructions du fabricant de l'implant.

Puis, fabriquer la prothèse avec un montage conventionnel à la cire. Procéder ensuite à la fabrication de la barre avec la technique CAD/CAM. Respecter à cet égard les consignes du fabricant s'appliquant aux systèmes en question. Lors de la conception de la barre dans le logiciel CAD, tenir compte de la position du CM LOC® CAD/CAM Retention Element.



Pour la fixation du côté de la barre, utiliser un filetage standard M2.



Une fois la barre CAD/CAM Dental fabriquée avec succès, le CM LOC® CAD/CAM Retention Element peut être monté sur la barre usinée à l'aide du CM LOC® Screw Driver.



Couple de serrage du CM LOC® CAD/CAM Retaining Element > 35 Ncm.



Une fois la barre usinée, munie du CM LOC® CAD/CAM Retention Element et du housing fixé, montée sur le maître-modèle, la prothèse peut être fabriquée.



# Utilisation du CM LOC® CAD/CAM Retention Element comme élément rétentif complémentaire sur une barre usinée dans le cadre d'une prothèse existante.

14 / 20  
12.2017



Prise de l'empreinte de rebasage avec les piliers de prise d'empreinte du fabricant correspondant de l'implant et une prothèse. Ensuite, envoyer l'empreinte au laboratoire dentaire pour la fabrication du maître-modèle. Pour la fabrication de la barre usinée munie de la partie femelle, se reporter à la description dans Utilisation de CM LOC® CAD/CAM Retention Element comme élément rétentif complémentaire sur une barre usinée dans le cadre d'une nouvelle prothèse.



## Choix des inserts rétentifs

Pour la rétention, quatre CM LOC® Retention inserts différents en Pekkton® sont disponibles. Les Retention inserts sont munis d'un code couleur et regroupés selon quatre forces de rétention différentes.

jaune: extra-low    rouge: low  
vert: medium      bleu: strong




Outre les inserts rétentifs en Pekkton®, l'utilisateur dispose d'une variante prémontée activable en métal précieux. La rétention du CM LOC® Retention insert Elitor® est activable et réglable sur trois forces de rétention. Cette version est prévue pour un maintien ultra-puissant (à partir d'env. le niveau bleu: strong).

# Activation et désactivation du CM LOC®

## Retention insert Elitor®.

15 / 20  
12.2017



Utiliser à cet effet le CM LOC® Activator et le placer dans l'insert de rétention.



Visser l'insert de rétention dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 2 ou pour une rétention forte, jusqu'à la position 3.

Pour désactiver: tourner l'Activator dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le mettre dans la position d'activation souhaitée.

Ne désactiver l'insert de rétention qu'une fois. Sinon, l'insert de rétention se desserre dans la partie femelle et ne fonctionne plus de manière optimale.




## Montage


Les inserts rétentifs sont montés dans le housing avec l'outil prévu à cet effet. Prendre le CM LOC® Retention insert par la face IN.



On sent et on entend le CM LOC® Retention insert s'enclencher au niveau du poinçon.




Enfoncer le CM LOC® Retention insert droit et parallèle dans le CM LOC® Housing jusqu'à sentir et entendre un clic.



## Démontage

Avec la face OUT droite et parallèle,



recouvrir le CM LOC® Retention insert entre le CM LOC® Housing et appuyer légèrement dans le CM LOC® Housing.


Le CM LOC® Retention insert se déverrouille alors et peut être extrait droit du CM LOC® Housing.

# Démontage du CM LOC® Housing.

17 / 20  
12.2017



Utiliser à cet effet le CM LOC® Housing Extractor.



Fraiser l'ensemble du CM LOC® Housing avec le CM LOC® Housing Extractor.



Ensuite, extraire le CM LOC® Housing par l'ouverture latérale avec un instrument du CM LOC® Housing Extractor.  
Pour une meilleure extraction, il est recommandé de chauffer un peu le CM LOC® Housing Extractor avec une flamme.

### **Manipulation/Suivi**

Les éléments rétentifs des travaux prothétiques subissent des contraintes importantes dans un milieu qui ne cesse de se modifier, et sont par conséquent soumis dans une certaine mesure à des manifestations d'usure. L'usure apparaît au quotidien et ne peut pas être évitée, mais seulement réduite. L'importance de l'usure dépend du système dans son ensemble. Nous nous efforçons donc de mettre en oeuvre des matériaux adaptés entre eux de la manière la plus optimale possible, afin de réduire l'usure au minimum. Il convient de vérifier la bonne assise de la prothèse sur la muqueuse au moins une fois par an. Elle doit le cas échéant faire l'objet d'un rebasage afin d'éviter les mouvements de bascule (surcharge).

Nous recommandons de procéder au départ à un contrôle tous les trois mois des prothèses hybrides et de remplacer au besoin les inserts rétentifs.

### **Insertion et retrait de la prothèse totale**

Vérifier que la prothèse n'est pas en porte-à-faux, car ceci pourrait l'endommager. Ne jamais mettre en place la prothèse en serrant les mâchoires. Cela peut l'endommager, voire casser l'élément de connexion. Pour de plus amples informations sur la manipulation/l'entretien des prothèses totales, se reporter à la brochure d'information destinée aux patients. [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)

Insertion: tenir la prothèse aux deux extrémités, idéalement entre le pouce et l'index, et la remettre en bouche sur les ancrages. Chercher la bonne position d'insertion, qui doit être perceptible, et pousser la prothèse sur les ancrages en appliquant une légère pression uniforme. Serrer doucement les mâchoires et vérifier que la prothèse est bien en position finale.

Retrait: tenir la prothèse aux deux extrémités, idéalement entre le pouce et l'index, et tirer doucement et délicatement dessus, en un mouvement continu, pour l'extraire de ses ancrages, puis de la bouche.

### **Nettoyage et entretien**

Il est recommandé de se brosser les dents et de nettoyer la prothèse après chaque repas. Le nettoyage de la prothèse comprend également celui de l'attachement. La méthode la plus délicate consiste à le rincer sous l'eau courante en le brossant avec une brosse à dent souple. Pour un nettoyage plus approfondi, placer la prothèse dans un petit appareil à ultrasons en ajoutant un produit de nettoyage adapté. Ne jamais nettoyer les attachements, extrêmement précis, avec du dentifrice, car cela pourrait les endommager. La prudence s'impose aussi lors du choix du produit ou des comprimés effervescents de nettoyage. Ceux-ci peuvent également endommager l'attachement de précision ou nuire à son bon fonctionnement. Nettoyer exclusivement à l'eau les éléments de fixation à la denture résiduelle ou aux implants, en utilisant une brosse à dents souple et des brossettes interdentaires. Ne pas utiliser de dentifrice pour prévenir tout endommagement. Veiller à nettoyer régulièrement l'ancrage afin d'éviter une inflammation des tissus mous.

Pour de plus amples informations et des conseils d'entretien des instruments. ([www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)).

Pour tout renseignement ou information complémentaire, contacter votre représentant Cendres+Métaux.

### **Traçabilité des numéros de lot**

Les numéros de lot de toutes les pièces utilisées doivent être documentés afin de garantir leur traçabilité.

### **Disclaimer/Non-responsabilité**

La publication du présent mode d'emploi annule et remplace les versions précédentes. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non respect du présent mode d'emploi. Cet élément de construction fait partie d'un concept global et ne doit être utilisé ou combiné qu'avec les composants et instruments originaux correspondants. À défaut, le fabricant décline toute responsabilité. En cas de réclamation, toujours indiquer le numéro de lot. Une procédure pas-à-pas illustrée est disponible sur le site Internet de Cendres+Métaux. [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)

### **Propriété intellectuelle et marques commerciales**

CM LOC®, Pekkton®\* et Elitor® sont des marques déposées de Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Suisse.

\* Pekkton® est basé sur la technologie OXPEKK® de OPM, Oxford Performance Materials, Inc., É.-U. GC RELINE™ est une marque déposée de GC Advanced Technologies® Inc.

Impregum™ est une marque déposée de 3M ESPE.



Cendres+Métaux SA  
Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00  
Fax +41 58 360 20 15  
info@cmsa.ch

[www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)