

esthetic.line

## Aleaciones

Cerapall 6, Cerapall 2, EcoDelta, Esteticor® CC, Esteticor® Blancor, Esteticor® N2, Ceradelta 2, Esteticor® Actual, Esteticor® NewStart, Ceradelta, Esteticor® Implant 32

DE	Gebrauchsanweisung	Deutsch	1
FR	Mode d'emploi	Français	10
EN	Instructions for Use	English	19
IT	Istruzioni d'uso	Italiano	28
ES	Instrucciones de uso	Español	37
DA	Brugsanvisning	Dansk	46
FI	Käyttöohje	Suomi	55
SV	Bruksanvisning	Svenska	64
HU	Használati utasítás	Magyar	73
ZH	使用说明书	简体中文	82
JA	取扱説明書	日本語	91
KO	사용 설명서	한국어	100

# Instrucciones de uso Aleaciones

Cerapall 6, Cerapall 2, EcoDelta, Esteticor® CC, Esteticor® Blancor, Esteticor® N2, Ceradelta 2, Esteticor® Actual, Esteticor® NewStart, Ceradelta, Esteticor® Implant 32

## 1 Ámbito de aplicación de las instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso son válidas para los productos documentados en la sección 29. La publicación de las presentes instrucciones de uso anula todas las versiones anteriores. El fabricante renuncia a cualquier responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones de uso.

## 2 Nombre comercial

Ver sección 29.

## 3 Uso previsto

Los productos están previstos para el uso en restauraciones protésicas y para apoyar los procedimientos en la clínica o el laboratorio dental.

## 4 Utilidad clínica prevista

Restablecimiento de la función masticatoria y mejora de la estética.

El resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico (Summary of safety and clinical performance, SSCP) para los productos implantables contemplados en estas instrucciones de uso está disponible en nuestro sitio web y se puede acceder al mismo en la siguiente dirección: [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs).

## 5 Descripción del producto

Debido a su baja densidad y a su alto contenido en paladio o plata-paladio, estas aleaciones (tipo 4 según ISO 22674) tienen una tolerancia de procesamiento más estrecha que las aleaciones con un alto contenido de oro y metales preciosos. Son adecuadas para trabajos de puentes de envergadura corta y grande, así como para trabajos de fresado y combinados y para la técnica de vaciado. Las aleaciones de Pd-Ag se pueden soldar sin problemas antes o después de la cocción.

## 6 Indicaciones

Aleaciones						
	a	b	c	d	e	f
Cerapall 6						
Cerapall 2		■	■	■	■	
EcoDelta		■	■	■	■	■
Esteticor® CC		■	■	■	■	■
Esteticor® Blancor		■	■	■	■	■
Esteticor® N2		■	■	■	■	■
Ceradelta 2		■	■	■	■	■
Esteticor® Actual		■	■	■	■	■
Esteticor® NewStart		■	■	■	■	■
Ceradelta		■	■	■	■	■
Esteticor® Implant 32		■	■	■	■	■



a Inlays, onlays, coronas ¾



b Coronas unitarias



c Puentes de tramos cortos



d Puentes de tramos largos



e Trabajos fresados



f Ganchos, conectores, estructuras coladas

## 7 Contraindicaciones

- Pacientes que, por razones de salud, no pueden acudir a las citas de revisión periódicas requeridas.
- Pacientes con bruxismo u otros hábitos parafuncionales.
- Pacientes con alergias a los materiales utilizados en el producto, ver sección 19.
- Situación oral del paciente que no permite la aplicación correcta de los productos.

**8 Productos compatibles****Soldaduras y Hilo para soldadura con láser**

Aleaciones	Soldaduras		Hilo para soldadura con láser	
	Antes de la cocción		Postcocción	
<b>Cerapall 6</b>	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750	LW N° 2
<b>Cerapall 2</b>	S.W 1125	S.G 1080	S.G 750	LW N° 2
<b>EcoDelta</b>	S.G 1120		S.G 750	LW N° 3
<b>Esteticor® CC</b>	S.W 1125		S.G 750	LW N° 2
<b>Esteticor® Blancor</b>	S.W 1100		S.G 750	LW N° 3
<b>Esteticor® N2</b>	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 3
<b>Ceradelta 2</b>	S.G 1120		S.G 750	LW N° 3
<b>Esteticor® Actual</b>	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 3
<b>Esteticor® NewStart</b>	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 3
<b>Ceradelta</b>	S.G 1120		S.G 750	LW N° 2
<b>Esteticor® Implant 32</b>	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750	LW N° 3

Para la fabricación de la prótesis dental terminada, se necesitan varios productos generales de laboratorio, además de los productos incluidos en la sección 29. A continuación, una selección de los materiales que Cendres+Métaux SA ofrece en su cartera de productos.

08052138	Polyurock Kit	08055014	Livento® invest Powder (50 x 100 g)
08052135	Polyurock Catalyst	083739	Livento® invest Liquid (1000 ml)
08052149	ABF Wax Universal	08052160	uniVest® Plus Powder (30 x 150 g)
08052150	ABF Wax Creativ light	08052161	uniVest® Plus Liquid (1000 ml)
08052151	ABF Wax Creativ dark	08052162	uniVest® Rapid Powder (30 x 150 g)
08052154	ABF Wax Special	08052163	uniVest® Rapid Liquid (1000 ml)
08052148	ABF Wax Margin	080181	CM soldering investment (4 kg)
08052153	ABF Wax Position	080229	CM soldering paste
08052152	ABF Wax Tecno	08052307	Legabril Diamond (50 g)
08052153	ABF Wax Position		

**9 Cualificación del profesional**

Se requieren conocimientos a nivel profesional en odontología y tecnología dental. Las instrucciones de uso actuales deben estar siempre disponibles, y leerse y comprenderse por completo antes de la primera aplicación. La fabricación de la prótesis dental y su mantenimiento solo los debe llevar a cabo personal cualificado.



Información importante para el especialista



Símbolo de advertencia de mayor precaución

**10 Reglamento**

La legislación nacional de EE. UU. prohíbe el uso o la venta de este producto a dentistas sin licencia.

**11 Reacciones adversas**

En pacientes con alergias o sospecha de alergias a los materiales utilizados en el producto (ver sección 19), este producto no debe utilizarse, o solo tras la consulta con el alergólogo.

Los instrumentos auxiliares pueden contener níquel.

Las reacciones adversas pueden descartarse cuando el producto se aplica según lo previsto.

**12 Advertencias****Entorno de resonancia magnética (RM)**

No se han evaluado la seguridad ni la compatibilidad del producto en entornos de RM.

No se han estudiado el calentamiento ni la migración del producto en entornos de RM.

**13 Notas generales**

N.P.

**14 Advertencias**

- ¡La mezcla con aleaciones de tipos diferentes o parecidos está prohibida!
- Durante el colado hacer uso de gafas oscuras y guantes protectores.
- Durante el decapado, protección indispensable de ojos, manos y respiración.



- Los componentes del producto se suministran no estériles. Para más información consulte la sección 16 «Reprocesamiento».
- Por su propia seguridad, lleve siempre puesta la ropa de protección adecuada. Especialmente cuando se talle, recomendamos llevar gafas de protección y una mascarilla protectora antipolvo, así como usar un sistema de aspiración.

**15 Para un solo uso**

Los productos destinados a un solo uso y marcados con «single use» soportan tensiones durante el uso, un mayor desgaste e incluso la pérdida de funcionalidad.



No se han realizado pruebas de aplicación repetida de productos etiquetados con «single use». La aplicación repetida puede afectar a la seguridad, la función y el rendimiento de los productos, además de aumentar el riesgo de transmisión de infección.

**16 Reprocesamiento**

Las restauraciones protodónticas, incluidos todos los componentes del sistema, se deben limpiar, desinfectar y, dado el caso, esterilizar antes de cada paso de trabajo.

Los materiales compuestos por aleaciones de metal, polímeros de alto rendimiento (Pekkton®) y cerámicas son adecuados para la esterilización por vapor. A excepción de Pekkton®, los componentes de resina no son adecuados para la esterilización por vapor.

Cuando seleccione un proceso de desinfección y esterilización deberá tener en cuenta las directrices nacionales publicadas y las instrucciones de uso «Reprocesamiento de productos quirúrgicos y protésicos» ([www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)).

**17 Ámbito de aplicación**

Prótesis dental fija y extraíble.

**18 Procedimiento****18.1 Modelado**

Técnica de modelado convencional para la confección de armazones metálicos. El espesor mínimo de la cera es de 0.4 mm. En trabajos de puentes las conexiones deben tener una sección mínima de 6–9 mm<sup>2</sup>. Para obtener conexiones más robustas se pueden modelar refuerzos en la parte palatinal. La adaptación de aletas y canales respiraderos mejoran la calidad del colado.

**18.2 Canales de colado**

Utilizar bebederos de colado de cera (Ø 3.5 mm) con sistema de alimentación directo o indirecto con barra estabilizadora (Ø 5 mm). En las uniones para elementos intermedios, se aconseja un diámetro de 4 mm. Prever canales de evacuación (aprox. Ø 1 mm) para mejorar la calidad de los colados de coronas o de puentes macizos. Los modelos de cera deben posicionarse fuera del centro térmico, es decir cerca de la pared del cilindro y aprox. a 5 mm de su extremidad. Para piezas unitarias y puentes de hasta 3 elementos, se recomienda utilizar volantes de cera que permiten obtener un posicionamiento ideal en el cilindro y un enfriamiento adecuado de las piezas coladas.

**18.3 Puesta en revestimiento**

Recubrir el interior del cilindro metálico con papel ignífugo (sustituto del amianto).

Para este tipo de aleación son aptas las siguientes masas de revestimiento de Cendres+Métaux:

uniVest Plus: masa de revestimiento universal a base de fosfato, sin grafito ni yeso

uniVest Rapid: masa de revestimiento a base de fosfato, sin grafito

Livento® invest: Masa de revestimiento especial para cerámicas de disilicato de litio y otras cerámicas prensadas. Fabricación de muñones refractarios. Técnica de colado de metales.



¡No deben, en ningún caso, utilizarse revestimientos a base de yeso!



Técnica de precalentamiento rápido: el uso de piezas de plástico calcinables puede provocar desconchados en la masa de revestimiento.

**18.4 Precalentamiento**

Seguir las instrucciones del fabricante del revestimiento (tiempo de fraguado, grados de temperatura, etc...). La temperatura de precalentamiento debe estabilizarse, según el tamaño del cilindro, entre 20 y 45 minutos.

Aleaciones			
	Precalentamiento °C	Crisoles	Temperatura de colado °C
Cerapall 6	850	②	1450
Cerapall 2	850	②	1450
EcoDelta	850	②	1450
Esteticor® CC	850	② ③	1405–1455
Esteticor® Blancor	850	② ③	1410–1460
Esteticor® N2	850	② ③	1365–1415
Ceradelta 2	850	②	1450
Esteticor® Actual	850	② ③	1430–1460
Esteticor® NewStart	850	② ③	1400–1450
Ceradelta	850	②	1450
Esteticor® Implant 32	850	② ③	1390–1440

① = Crisol de grafito

② = Crisol universal de cerámica

③ = Crisol de carbono vitrificado

**Reutilización de la aleación**

Sólo se deben volver a fundir conos y bebederos perfectamente limpios, arenados con óxido de aluminio y agregando al menos 1/3 de material nuevo.

**18.5 Fundición**

Fundir la aleación con los equipos habituales para este tipo de aleación. Para la fundición con llama, respetar el ajuste correcto de las presiones de propano (aprox. 0.5 bares) / oxígeno (aprox. 1.0 bar) para obtener una llama neutra (evitar el exceso de gas). Espolvorear un poco de flux antes de fundir.

Flux: ácido bórico

## Sistema de colado recomendado (opcional)

Aleaciones					
	Llama de propano oxígeno	Vacío-presión con horno eléctrico de resistencia	Colado centrifugal con horno eléctrico de resistencia	Alta frecuencia atmosférica	Alta frecuencia bajo gas protector
	Tiempo de fundición 5–10 s	Tiempo de fundición 40–60 s	Tiempo de fundición 40–60 s	Tiempo de fundición 5–10 s	Tiempo de fundición 5–10 s
Cerapall 6	✓	✓	✓	✓	✓
Cerapall 2	✓	✓	✓	✓	✓
EcoDelta	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® CC	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® Blancor	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® N2	✓	✓	✓	✓	✓
Ceradelta 2	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® Actual	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® NewStart	✓	✓	✓	✓	✓
Ceradelta	✓	✓	✓	✓	✓
Esteticor® Implant 32	✓	✓	✓	✓	✓

## Tratamiento térmico

Aleaciones				
	Tratamiento térmico de los armazones antes de ajuste (opcional)	Ablandar	Endurecimiento	Ajuste de los armazones con muelas abrasivas de aglutinante cerámico
Cerapall 6		900 °C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600 °C / 15 min / air*	✓
Cerapall 2		900 °C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600 °C / 15 min / air*	✓
EcoDelta		900 °C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600 °C / 15 min / air*	✓
Esteticor® CC				✓
Esteticor® Blancor				✓
Esteticor® N2				✓
Ceradelta 2		900 °C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600 °C / 15 min / air*	✓
Esteticor® Actual	950 °C / 10 min			✓
Esteticor® NewStart				✓
Ceradelta		900 °C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600 °C / 15 min / air*	✓
Esteticor® Implant 32	600 °C / 15 min			✓

\* Ablandar antes de endurecer    \*\* Si calcinación/soldadura < 820 °C



## Estado de superficie de los colados

Después del acabado y pulido, la superficie de los colados debe estar exenta de porosidades para evitar una corrosión.

## 18.6 Enfriamiento de los colados

Después del colado, los cilindros deben enfriarse lentamente hasta temperatura ambiente. No enfriarlos en el agua.

## 18.7 Desbastado

Desbastar las estructuras con fresas extra-finas de dentado escalado o cruzado. También se puede desbastar con piedras de corindón, a baja velocidad.

Aleaciones						
	Arenar con óxido de aluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 50 µm no reciclado	Limpieza con chorro de vapor	Oxidación		Decapado después de la cocción en solución caliente y pura de ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) al 10 % vol.	Arenar después de la cocción con óxido de aluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 50 µm no reciclado
			con vacío	sin vacío		
Cerapall 6	✓	✓		950 °C / 10 min		
Cerapall 2	✓	✓		950 °C / 10 min		
EcoDelta	✓	✓		950 °C / 10 min	✓	
Esteticor® CC	✓	✓	980 °C / 5 min			✓
Esteticor® Blancor	✓	✓		960 °C / 5 min		✓
Esteticor® N2	✓	✓	980 °C / 5 min			✓
Ceradelta 2	✓	✓		950 °C / 10 min	✓	
Esteticor® Actual	✓	✓	960 °C / 5 min			✓
Esteticor® NewStart	✓	✓	960 °C / 5 min			✓
Ceradelta	✓	✓		950 °C / 10 min	✓	
Esteticor® Implant 32	✓	✓		900 °C / 10 min		

## 18.8 Soldaduras

Recomendamos soldar con un soplete propano/oxígeno y con la pasta para soldar CM. Unas gafas de cristales oscuros permiten observar y controlar mejor la soldadura. Confeccionar un modelo para soldar de manera que se asegure una estabilidad durante el enfriamiento rápido. Una separación de 0.1–0.2 mm entre las zonas a soldar, con el máximo paralelismo posible, reforzará la buena calidad de la soldadura.

## 18.9 Decapado

Después de la cocción o de una soldadura se efectúa el decapado en una solución limpia y caliente de ácido sulfúrico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) al 10 % vol.



Si utiliza otros productos decapantes, deben respetarse las recomendaciones de uso del fabricante.

**18.10 Tratamiento térmico (opcional)**

Después del colado, las aleaciones para la técnica ceramo-metálica de alto contenido de oro no presentan todavía sus máximas propiedades mecánicas.

Para la realización de puentes de tramos largos y trabajos con ataches en plástico calcinable que no deben ser sometidos a cocción de cerámica, existe la posibilidad de someter el armazón a una simulación de cocción en el horno de cerámica (El colado debe estar limpio, los canales de colado no deben ser seccionados). Este tratamiento térmico adicional aporta las siguientes ventajas: El aumento de la dureza permite un más fácil y rápido desbastado de los armazones con el resultado de una superficie más limpia. Posibles tensiones formadas durante el colado de los armazones pueden ser eliminadas.

**18.11 Utilización de materiales de recubrimiento de los armazones (dorado)**

Estos procedimientos son dejados a la completa responsabilidad del usuario.

**18.12 Pulido**

Para la total eliminación de los óxidos, las superficies metálicas visibles deben ser pulidas y abrillantadas.

**18.13 Revestimiento cerámico: fase de enfriamiento tras la calcinación**

Aleaciones	Incremento de temp. max.	Cerámicas < 900 °C			Cerámicas > 900 °C		
		Larga duración	Normal	Rápida	Larga duración	Normal	Rápida
Cerapall 6			■	■		■	
Cerapall 2			■	■		■	■
EcoDelta			■			■	
Estetico <sup>®</sup> CC			■			■	
Estetico <sup>®</sup> Blancor			■		■	■	
Estetico <sup>®</sup> N2			■			■	
Ceradelta 2			■		■	■	
Estetico <sup>®</sup> Actual		■	■		■	■	
Estetico <sup>®</sup> NewStart		■	■		■	■	
Ceradelta		■	■		■	■	
Estetico <sup>®</sup> Implant 32			■			■	

¡No aglutinante, es imprescindible que también tenga en cuenta las instrucciones del fabricante de la cerámica!

**19 Materiales****19.1 Composición %**

Aleaciones	Composición %														
	Au + Pt Metales	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Otro
Cerapall 6	81.60	6.10		75.00	6.40		0.10		5.90	6.00		0.50			
Cerapall 2	81.00	2.00		78.50		6.90	2.00	0.10	4.50	5.50		0.50			
EcoDelta	61.50			61.45	24.45		10.00	2.00	2.00			<0.10			B<0.10
Estetico <sup>®</sup> CC	64.49	12.00		52.29	23.00		2.00		10.00	0.50		0.20			B 0.01
Estetico <sup>®</sup> Blancor	58.49	1.00		57.29	29.00		1.00		11.00	0.50		0.20			B 0.01
Estetico <sup>®</sup> N2	67.60	15.20	0.20	52.00	20.00		5.40		6.00	1.00		0.20			
Ceradelta 2	61.50			61.45	24.45		10.00	2.00	2.00			0.05			B 0.05
Estetico <sup>®</sup> Actual	53.80			53.60	37.59		8.60					0.20			B 0.01
Estetico <sup>®</sup> NewStart	58.30			58.00	29.99		6.00	1.70	4.00			0.30			B 0.01
Ceradelta	57.50			57.45	32.00		2.00	1.00	6.00	1.50		0.05			
Estetico <sup>®</sup> Implant 32	73.00	32.00		40.85	19.00		5.00		3.00			0.15			

**19.2 Propiedades físicas**

Aleaciones	CET   10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		Densidad g/cm <sup>3</sup>	Intervalo de fusión (°C)	Módulo de elasticidad GPa
	(25–500 °C)	(25–600 °C)			
Cerapall 6	13.7	14.0	11.7	1135–1340	120
Cerapall 2	13.5	13.9	11.4	1165–1285	130
EcoDelta	14.2	14.6	11.3	1160–1265	125
Estetico <sup>®</sup> CC	14.3	14.6	11.8	1200–1305	130
Estetico <sup>®</sup> Blancor	14.3	14.6	11.3	1205–1310	135
Estetico <sup>®</sup> N2	14.1	14.4	12.0	1150–1265	120
Ceradelta 2	14.2	14.6	11.3	1160–1265	125
Estetico <sup>®</sup> Actual	14.8	15.1	11.2	1190–1270	125
Estetico <sup>®</sup> NewStart	14.5	14.9	11.2	1180–1270	135
Ceradelta	14.6	14.9	11.3	1135–1275	110
Estetico <sup>®</sup> Implant 32	14.2	14.5	13.1	1215–1290	125

## 19.3 Propiedades mecánicas

## Aleaciones

	Dureza HV5		Límite de elasticidad 0.2%		Resistencia a la tracción (Rm)		Alargamiento A5	
			MPa		MPa		%	
	Postcolado	Postcocción	Postcolado	Postcocción	Postcolado	Postcocción	Postcolado	Postcocción
<b>Cerapall 6</b>	260	255		530		830		34
<b>Cerapall 2</b>	305	280		590		860		34
<b>EcoDelta</b>	315	265		540		760		9
<b>Estetico<sup>®</sup> CC</b>	305	260		645		865		9
<b>Estetico<sup>®</sup> Blancor</b>	300	260		605		845		13
<b>Estetico<sup>®</sup> N2</b>	295	260		565		855		13
<b>Ceradelta 2</b>	315	265		540		760		14
<b>Estetico<sup>®</sup> Actual</b>	225	225		520		785		25
<b>Estetico<sup>®</sup> NewStart</b>	265	220		525		785		32
<b>Ceradelta</b>	255	250		565		780		13
<b>Estetico<sup>®</sup> Implant 32</b>	225	240		555		820		17

Puede encontrar información más detallada sobre los materiales, así como su composición, en las fichas de datos de los materiales específicas del producto, en la información del producto y en la lista de productos recogida en la sección 29. Todos los documentos pertinentes se pueden encontrar en el sitio web [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) introduciendo el nombre del producto correspondiente.

## 20 Indicaciones para el almacenamiento



A menos que haya información específica sobre el almacenamiento en el embalaje del producto, recomendamos guardar el producto en su embalaje original, en un lugar seco, a temperatura ambiente y alejado de la luz solar directa. Un almacenamiento incorrecto puede influir sobre las propiedades del producto y provocar el fracaso de la restauración.

## 21 Información para el paciente

Como muy tarde el día de la colocación de la prótesis dental se debe informar al paciente de que es necesario realizar un seguimiento regular para mantener la salud de todo el sistema masticatorio y la funcionalidad de la prótesis dental. Asegúrese de que los pacientes estén motivados e instruidos en el cuidado de sus dientes y de la prótesis dental.

Tanto las prótesis fijas como las removibles están expuestas a unas cargas muy elevadas. Los fenómenos de desgaste son normales y no pueden evitarse, solo minimizarse. La magnitud del desgaste depende del sistema integral.

## 22 Información para pedidos

La información relevante para su pedido se encuentra en la lista de productos de la sección 29 del presente documento. La información del producto también es útil. Estos y otros documentos pertinentes se pueden encontrar en el sitio web [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) introduciendo el nombre del producto correspondiente.

## 23 Disponibilidad

Es posible que algunos de los productos descritos y mostrados en el presente documento no estén disponibles en todos los países.

## 24 Trazabilidad del número de lote

Para garantizar su trazabilidad, deben documentarse los números de lote de todos los componentes utilizados.

## 25 Reclamación

Cualquier incidente ocurrido en relación con el producto debe ser comunicado inmediatamente a Cendres+Métaux SA. Para ello, póngase en contacto con su asesor comercial o envíenos su comunicación por correo electrónico a la dirección [complaints-cmbrand@cmsa.ch](mailto:complaints-cmbrand@cmsa.ch). Los casos graves deben notificarse además a las autoridades competentes del país donde esté establecido.

## 26 Eliminación segura

El producto se debe eliminar conforme a las normativas locales y medioambientales vigentes, teniendo siempre en cuenta el grado de contaminación correspondiente en cada caso. Cendres+Métaux Lux SA se hace cargo sin problema de los residuos de metales preciosos. Para obtener información adicional más detallada, póngase en contacto con su representante de Cendres+Métaux SA.

## 27 Derechos de marcas

Las marcas registradas de Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Suiza, son:

Estetico<sup>®</sup> y Livento<sup>®</sup>.

A menos que se especifique expresamente, todos los productos marcados con «<sup>®</sup>» no son marcas registradas de Cendres+Métaux Holding SA, sino marcas registradas del fabricante respectivo.

## 28 Exención de responsabilidad

El fabricante renuncia a cualquier responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones de uso. Los productos de Cendres+Métaux SA forman parte de un concepto global y solo deben utilizarse o combinarse con los respectivos componentes originales e instrumentos. En caso contrario, el fabricante declina cualquier responsabilidad u obligación. Para cualquier reclamación debe indicarse siempre el número de lote.

El uso de productos de terceros no comercializados a través de Cendres+Métaux SA en combinación con los productos mencionados en la lista de productos de la sección 29 supone la anulación de cualquier garantía y otras obligaciones explícitas o implícitas de Cendres+Métaux SA.

La responsabilidad sobre la idoneidad de un producto para el caso concreto del paciente queda a criterio del profesional.

Cendres+Métaux SA rechaza cualquier responsabilidad explícita o implícita, y no asume ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, penales o de otro tipo resultantes de, o relacionados, con errores de juicio o de práctica profesional en el uso de productos de Cendres+Métaux SA.

El profesional está obligado a estudiar de manera regular los nuevos desarrollos de los productos mencionados en la lista de productos de la sección 29 y sus aplicaciones.

Debe tenerse en cuenta que las descripciones contenidas en este documento no son suficientes para la aplicación inmediata de los productos de Cendres+Métaux SA. Se requieren siempre conocimientos a nivel profesional en odontología y tecnología dental, así como recibir instrucciones sobre el uso de los productos mencionados en la lista de productos de la sección 29 por parte de un profesional experimentado.

En caso de incoherencias en las traducciones, prevalece la versión en inglés.

## 29 Lista de productos

N.º Cat.	Embalaje (Gram)	Denominación del producto (Material)	Para un solo uso	Identificación	UDI-DI	UDI-DI básico
01000188	10		No	CE 0483	97640173080698	764016651000040DT
01000189	25	Cerapall 6	No	CE 0483	97640173080704	764016651000040DT
01000190	31.1		No	CE 0483	97640173080711	764016651000040DT
01000213	10		No	CE 0483	97640173080940	764016651000040DT
01000214	25	Cerapall 2	No	CE 0483	97640173080957	764016651000040DT
01000215	10.0		No	CE 0483	97640173080964	764016651000040DT
01000216	31.1		No	CE 0483	97640173080971	764016651000040DT
01000335	10	EcoDelta	No	CE 0483	97640173082166	764016651000040DT
01000175	10		No	CE 0483	97640173080544	764016651000040DT
01000176	25	Esteticor® CC	No	CE 0483	97640173080551	764016651000040DT
01000177	10.0		No	CE 0483	97640173080568	764016651000040DT
01000178	30.0		No	CE 0483	97640173080575	764016651000040DT
01000208	10		No	CE 0483	97640173080896	764016651000040DT
01000209	25		No	CE 0483	97640173080902	764016651000040DT
01000210	10.0	Esteticor® Blancor	No	CE 0483	97640173080919	764016651000040DT
01000211	30.0		No	CE 0483	97640173080926	764016651000040DT
01000212	31.1		No	CE 0483	97640173080933	764016651000040DT
01000184	10		No	CE 0483	97640173080650	764016651000040DT
01000185	25	Esteticor® N2	No	CE 0483	97640173080667	764016651000040DT
01000186	10.0		No	CE 0483	97640173080674	764016651000040DT
01000187	30.0		No	CE 0483	97640173080681	764016651000040DT
01000170	10		No	CE 0483	97640173080490	764016651000040DT
01000171	25		No	CE 0483	97640173080506	764016651000040DT
01000172	10.0	Ceradelta 2	No	CE 0483	97640173080513	764016651000040DT
01000173	30.0		No	CE 0483	97640173080520	764016651000040DT
01000174	31.1		No	CE 0483	97640173080537	764016651000040DT
01000250	10		No	CE 0483	97640173081312	764016651000040DT
01000251	25	Esteticor® Actual	No	CE 0483	97640173081329	764016651000040DT
01000252	10.0		No	CE 0483	97640173081336	764016651000040DT
01000253	30.0		No	CE 0483	97640173081343	764016651000040DT
01000206	10	Esteticor® NewStart	No	CE 0483	97640173080872	764016651000040DT
01000207	25		No	CE 0483	97640173080889	764016651000040DT
01000243	10		No	CE 0483	97640173081244	764016651000040DT
01000244	25	Ceradelta	No	CE 0483	97640173081251	764016651000040DT
01000245	31.1		No	CE 0483	97640173081268	764016651000040DT
01000191	10		No	CE 0483	97640173080728	764016651000040DT
01000192	25	Esteticor® Implant 32	No	CE 0483	97640173080735	764016651000040DT
01000193	10.0		No	CE 0483	97640173080742	764016651000040DT
01000194	30.0		No	CE 0483	97640173080759	764016651000040DT



## 30 Etiquetado del embalaje/símbolos



Fecha de fabricación



Fabricante



Número de catálogo



Número de lote



Cantidad

[www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)

Observe las instrucciones de uso, disponibles en formato electrónico en la dirección indicada.

Rx only

Atención: de acuerdo con la legislación federal de los EE. UU. este producto solo podrá ser vendido por un médico o por orden del mismo.



Los productos de Cendres+Métaux que poseen el marcado CE cumplen los requisitos europeos correspondientes.



No reutilizar



No estéril



Mantener alejado de la luz solar



Atención, ver instrucciones de uso



Identificación inequívoca de productos



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Importador



Producto sanitario

