

## Beschreibung

Desoxidierendes Salz.

## Anwendungsbereich

Zum Schmelzen mit der Flamme oder Induction von konventionellen Goldgusslegierungen (Solidus unter 1000°C).

## Gebrauchsanleitung

Borax wird in kleiner Dosierung auf die zu schmelzende Legierung beigegeben um ein starkes oxidieren der Legierungen während dem Aufschmelzen zu verhindern. Wird auch zum glasieren von Keramik- oder Schamottigel verwendet.

## Besondere Risiken und Vorsichtsmassnahmen

T



**Giftig**

**Enthält: Borax**

**R60** Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

**R61** Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

**S53** Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

**S45** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Handelsform  
080232 Borax 100 ml



Rx only