

## Descrizione

Punte montate, per lo sgrossamento ed il trattamento di superfici di armature ceramo-metalliche a basso contenuto aureo o base palladio.

## Caratteristiche

- ossido d'alluminio puro
- non lascia residui pregiudicabili come per esempio carbonio
- granolazione per taglio fine
- limite esteso del numero dei giri (5000–12000gpm)
- corsa centrica garantita dalla precisione del gambo (diam. 2.35 mm)
- altamente resistente con struttura costante

Rischi particolari e consigli di prudenza.  
Non respirare le polveri.

Disponibilità  
Scatola da 12 punte  
08052193 Cerasiv blu

Rx only