

## Descrizione

Pasta anti-fontente à base ossido du ziconio.

## Applicazione

Per delimitare lo scorere del saldame durante la saldature. L'applicazione di Stopor permette di delimitare in modo semplice e sicuro, durante la saldatura, lo scorrere del saldame (es. superfici fresate, attacchi, ecc.)

E' indicato per tutti i lavori di saldatura in leghe ceramo-metalliche e convenzionali preziose e per la protezione degli attacchi durante la saldatura. L'applicazione di Stopor sulle corone in leghe convenzionali da saldare con elementi ceramico-metallici è un ottima protezione contro l'ossidazione e impedisce la colorazione della ceramica in seguito ad una diffusione di ossidi.

## Modo d'uso

Applicare uno strato fine. Stendere Stopor con l'aido di uno pennello/spatolina e lasciare agire un momento.

Disponibilità  
08052181 Stopor Flacone da 10g

Rx only