

Esta aleación cumple las normas ISO 22674/tipo 2 e ISO 9693-1. Se puede utilizar como soldadura dental según la norma ISO 9333.

### 1. Composición

Au + metales del grupo Pt	82.40%
Au	80.00%
Ag	16.90%
Pt	2.40%
Zn	0.70%

### 2. Propiedades Físicas

Intervalo de fusión	1020-1070°C
Color	amarillo

### 3. Propiedades Mecánicas

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts

Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

### 4. Certificación

Esta aleación cumple las normas ISO 22674/tipo 2 e ISO 9693-1. Se puede utilizar como soldadura dental según la norma ISO 9333.

Manufactura, embalaje y entrega estan constantemente controladas según los estándares de las directrices de calidad ISO 9001 y ISO 13485.

### Cendres+Métaux SA



Dr. Carmen Krüger  
Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana  
Head of Material Testing