



**Soprano® 14.**  
Céramo-métallique.

**CENDRES<sup>+</sup>**  
**MÉTAUX**

## Soprano® 14.

La céramo-métallique aux propriétés convaincantes.

Soprano® 14 est une vitrocéramique de silicate développée pour le recouvrement des alliages précieux et non précieux avec un coefficient d'expansion thermique (CET) de  $13,5-15,0 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$  (25–500 °C).

La transparence et la fluorescence harmonisées permettent de réaliser des restaurations fidèles avec des couronnes et ponts sur alliages.



## Avantages et possibilités créatives.



La céramique a un comportement thixotrope, c'est-à-dire que Soprano® 14 a une consistance visqueuse lors de sa mise en œuvre et qu'elle reste stable en fin de modelage. Le modelage est ainsi très précis et le meulage requis est considérablement réduit. La stabilité des teintes et la luminosité de Soprano® 14 permettent d'obtenir l'effet chromatique recherché avec de fines couches de masses incisales. Cette tenue des teintes reste stable même après plusieurs cuissons.

La gamme comprend un bonder en pâte pour la cuisson de la céramique sur des alliages non précieux, des opaques en pâte et une palette équilibrée de différentes masses céramiques comme Margin, Frame Modifier, Opal, Dentine, Opaque Dentine, des masses d'émail et des masses à effet. Les teintes de la céramique reposent sur la gamme de teintes VITA-Classic.

Les utilisateurs de Soprano® 10 – la céramique cosmétique pour armatures à base de disilicate de lithium et d'oxyde de zirconium – connaissent déjà le concept de teintes et la gamme, puisque ce sont les mêmes pour Soprano® 14.

# Notre programme de vente.

## Le kit de découverte

### Kit d'introduction A2

Tous les outils nécessaires pour une reconstruction céramo-métallique de qualité dans la teinte A2. Des masses de recouvrement cosmétique, des colorants et des liquides assortis, avec le bonder en pâte pour la cuisson sur des alliages non précieux.

N° cat. 08057500

## Le complément à l'assortiment principal

### Kit Shade C-D

Uniquement des masses céramiques assorties aux teintes C et D : opaques en pâte, Margin, Dentine opaque et Dentine.

N° cat. 08057668

## L'assortiment principal

### Kit Shade A-B

Le kit propose toutes les masses céramiques assorties aux teintes A et B et appropriées pour le recouvrement sur des alliages précieux et non précieux, y compris les liquides. L'opaquer en pâte permet un travail efficace, avec un recouvrement parfait des armatures en métal. Utilisé pour les recouvrements sur alliages non précieux, le bonder en pâte « EMF alloys » permet de réduire les tensions et les colorations. Il existe une Opaque Dentine très couvrante pour chaque teinte. Différentes masses d'émail et masses spéciales complètent l'assortiment pour pouvoir obtenir facilement une esthétique d'aspect naturel.

N° cat. 08057517

**Spécialités  
pour extensions  
gingivales**

### **Masses céramiques Gingiva**

Le kit Gingiva contient outre deux opaques en pâte, clair et foncé, quatre masses de recouvrement cosmétique différentes pour une « teinte rosée » – de l'opaque au translucide.

**Pour un blanc  
encore plus  
éclatant**

### **Kit Bleaching**

Le kit comprend une série complète d'accessoires pour la réalisation de reconstructions Bleach de qualité sur armatures métalliques. Conçu par des spécialistes chevronnés du Bleach ! Le kit comprend deux opaques en pâte clairs avec un degré élevé de couverture, deux Opaque Dentine Margin et une Opaque Dentine Bleach, quatre Bleach Dentine de différentes luminosités et teintes. Différentes masses d'émail et masses spéciales complètent l'assortiment.

N° cat. 08057725

**Des colorants  
universels en  
poudre pour chaque  
céramique**

### **Kit POWDER Stain & Glaze Universal**

Les teintes fortement fluorescentes séduisent par leur intensité. « Flu-Shade » permet d'obtenir une teinte propre à chacune des quatre teintes de base. Le kit POWDER Stain & Glaze Universal a été complété judicieusement par dix teintes courantes « Flu-Stain ».

N° cat. 08057745

Pour connaître la composition exacte des kits  
et les quantités, veuillez consulter le mode  
d'emploi sous [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) ou contacter  
votre chargé de clientèle.

**Cendres+Métaux SA**

Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel/Bienne  
Tél. +41 58 360 20 00  
Fax +41 58 360 20 10  
[www.cmsa.ch](http://www.cmsa.ch)